

## Swift™ FX Nano - Guide d'ajustement



- Veillez à ce que le bas de l'ouverture du coussin s'aligne avec le bas de votre nez puis placez le masque sur votre nez.
- Tirez ensuite le harnais pardessus votre tête de manière à ce qu'il se trouve à mi-chemin entre les oreilles et les yeux.



- Ajustez d'abord la sangle supérieure en tirant la sangle à travers la boucle, une encoche à la fois, jusqu'à ce que le masque se place confortablement sur votre nez.
- Ne serrez pas trop fort.



- La sangle arrière doit reposer juste au-dessus des oreilles à l'arrière de la tête.
- Ajustez les deux attaches sur la sangle arrière en tissu en même temps.



- Positionnez la sangle arrière sur ou sous vos cheveux en fonction de votre coiffure.



- Ajustez le coussin nasal jusqu'à ce qu'il repose confortablement sur votre nez.
- Branchez l'extrémité libre du tuyau court au circuit respiratoire de votre appareil puis mettez-le en marche.



- Vérifiez l'absence de fuites et ajustez si nécessaire. Si des fuites d'air sont constatées, réajustez la sangle arrière avant de réajuster la sangle supérieure.
- Votre masque est maintenant prêt à l'emploi.

# Swift™ FX Nano - Carte des composants

## Ensemble harnais

(comprend le harnais en silicone, la sangle arrière grise et les housses souples grises)

**62238**



## Coussins

**62230 (standard)**  
**62281 (wide)**



## Housses souples (grises)

**61530 (2)**



## Ensemble tuyau court (gris)

(inclut le tuyau court, le coude et la pièce pivotante)

**62236 (1)**  
**62237 (10)**



## Codes produit

Masque Swift FX Nano* (standard)	<b>62202</b>
Masque Swift FX Nano* (wide)	<b>62253</b>

\* Inclut le coussin (standard ou wide), l'ensemble tuyau court (gris) et l'ensemble harnais Swift FX Nano (gris).



Pour obtenir des détails supplémentaires, consultez le **Guide d'utilisation du masque nasal Swift FX Nano**.