

Tilpasningsguide



Pixi-tips! Når masken tilpasses for første gang, anbefaler vi at barnet sitter i oppreist stilling for å sikre riktig passform.



- Hold masken forsiktig mot barnets ansikt og kontroller at nesen er helt omsluttet av maskeputen og at munnen er klar.



- Trekk hodestroppen over hodet og flytt den midtre stroppen ned til den sitter over midten på bakhodet.



- Hold hånden på rammen for å opprettholde riktig hodestroppposisjon, og bring den nedre hodestroppen på baksiden av nakken.



- Fest den nedre hodestroppen til masken ved å holde i fliken og hekte hurtigklemmen på den nedre hodestropparmen.



- Juster om nødvendig stroppene ved å fjerne Velcro® borrelåsen og forsiktig stramme hodestroppene til en komfortabel passform. Ikke stram for hardt.
- For optimale resultater skal du justere den nedre stroppen først og jobbe deg oppover.



- Koble den ene enden av luftslangen til svivelen og den andre enden til apparatet.
- Slå på apparatet.

Tips



- Når masken er fullt tilpasset, skal du sikre at den øverste stroppen ikke er strammet for hardt og at den er vertikalt innrettet med toppen av ørene. Den midtre stroppen skal sitte tvers over bakhodet, horisontalt innrettet med toppen av ørene.



For detaljer se brukerveiledningen for Pixi barnemaske.

Kombiner Pixi-masken med de nyeste Stellar 100- eller VPAP-enhetene for et system som gir større komfort og pålitelighet og mer effektiv behandling.



Stellar™ 100



VPAP™ ST



Pixi-masker



Pixi™
BARNEMASKE