

Quattro™ Air – tilpasningsveiledning



- Fjern kneleddet fra masken ved å trykke inn klemmeklaffene og trekke vekk kneleddet.
- Trekk hodestroppene over hodet med de to nedre stroppene frigjort.



- Juster de to øvre hodestroppene jevnt til masken sitter stabilt.



- Før de nedre stroppene under ørene, og før hodestroppene i en sløyfe inn i de nedre festene på maskerammen.



- Juster de nedre hodestroppene jevnt til masken sitter stabilt.
- Masken skal sitte stramt, men ikke være ukomfortabel.
- Ikke stram for mye.



- Koble luftslangen fra apparatet til kneleddet.
- Koble kneleddet til masken ved å trykke inn klemmeklaffene og skyve kneleddet inn i masken.
- Slå på apparatet slik at det blåser luft.



- Løsne borrelåsene på de øvre hodestroppene.
- Trekk stroppene jevnt til de er komfortable og sitter stramt, og sett på borrelåsene igjen.
- Masken er nå klar til bruk.



Quattro Air for Her er laget for å passe til frisyren din over eller under hodestroppene.

Quattro™ Air
Quattro™ Air for Her
HELMASKE

Quattro™ Air – oversikt over komponenter



Quattro Air-hodestopper
62757 Small
62756 Standard



Quattro Air for Her-hodestopper
62758 Small
62759 Standard



Kneledd med svivel
62762



Ramme
62760 (XS/S)
62761 (M/L)



Pute
62736 (XS)
62737 (S)
62738 (M)
62739 (L)

Produktkoder

Quattro Air-maske-system Small	62709
Quattro Air-maske-system Medium	62710
Quattro Air-maske-system Large	62711
Quattro Air for Her-maske-system X-Small	62746
Quattro Air for Her-maske-system Small	62747
Quattro Air for Her-maske-system Medium	62748

 Du finner mer informasjon i **brukerveiledningen** for Quattro Air- / Quattro Air for Her-helmasken.

 **ResMed Ltd**
 1 Elizabeth Macarthur Drive
 Bella Vista NSW 2153 Australia

Distribueres av: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RW, Storbritannia. Se www.resmed.com for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. Quattro er et varemerke for ResMed Ltd, og er registrert hos patent- og varemerkemyndighetene i USA. © 2013 ResMed Ltd. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. 1016123/1 2013-05

 **CE**
 0123

Quattro™ Air
Quattro™ Air for Her
 HELMASKE