



# ResMed

## SERVE-HF UKK

Potilaat:

### 1. Mikä on SERVE-HF?

- SERVE-HF on monikansallinen, prospektiivinen, satunnaistettu vaiheen III tutkimus jonka tarkoituksena oli arvioida kuinka joko keskivaikean tai vaikean predominantin keskeisen uniapnean hoito adaptiivisen servoventilaation (ASV) avulla lisättynä optimaaliseen lääketieteelliseen hoitoon voisi vähentää kuolleisuutta ja sairastuvuutta potilailla joilla on symptomaattinen krooninen sydämen vajaatoiminta heikentyneellä ejektiofraktiolla (vasemman kammion ejektiofraktio [LVEF]  $\leq$  45 %).

### 2. Mitä SERVE-HF-tutkimus oikein löysi?

- SERVE-HF tutkimus ei löytänyt ASV-hoidosta mitään hyötyä tutkimukseen osallistuneille potilailla, tunnistuen samalla lisääntyneen kardiovaskulaarisen kuolleisuuden ihmisillä joilla on symptomaattinen krooninen sydämen vajaatoiminta ja keskeinen uniapnea.

### 3. Ketkä ovat riskiryhmässä?

- Tutkimukseen osallistui ainoastaan ihmisiä joilla on symptomaattinen krooninen sydämen vajaatoiminta ja keskeinen uniapnea, johtuen tähän turvallisuustiedotteeseen.
- Suosittelemme että otat välittömästi yhteyden lääkäriisi ja keskustele hänen kanssaan mikä on sopivin ratkaisu, ottaen huomioon tilanteesi.
- Tutkimustulosten mukaisesti, mikäli täytät nämä edellytykset, sinulla on lisääntynyt riski kuolla sydänkohtaukseen. Suosittelemme että keskustele viipymättä lääkärisi kanssa.

### 4. Onko laitteissa toimintahäiriö?

- Ei. ResMedin ASV-hoitolaitteessa ei ole toimintahäiriötä tai teknistä vikaa joka olisi todettu; se toimii oikein hoitaessaan keskinäistä uniapneaa.

### 5. Entä jos käytän CPAP- tai APAP-laitetta?

- CPAP- ja APAP-laitteita käytetään häiritsevän uniapnean hoitoon.
- Tutkimukseen osallistuneilla potilailla oli keskivaikea tai vaikea predominantti keskeinen uniapnea.
- Tämä tutkimus ja varoitus eivät kuulu ResMedin CPAP- tai APAP-laitteiden käyttäjille.
- Tämä erityinen varoitus koskee ainoastaan ASV-hoitoa ja ihmisiä joilla on symptomaattinen krooninen sydämen vajaatoiminta sekä keskeinen uniapnea.
- Mikäli et ole varma onko laitteesi ASV-laite (tai häiriön omaava laite), voit saada lisätietoja soittamalla maakohtaiseen puhelinpalveluun.

Hotline : +358 45 77310405