

Mirage Micro™

NENÄMASKI

Sovitusohje



1. Käännä MicroFit™-säädin asentoon 24, jossa otsatuki on täysin ulkona.



2. Avaa jokin pääremmien kiinnikkeistä, laita maski kasvoillesi ja vedä pääremmit päähän yli.



3. Aseta alemmat hihnat korvien alapuolelle.
4. Kiinnitä pääremmien alakiinnikke ja varmista, että se naksauttaa paikalleen.



4. Avaa ylemmät Velcro™-tarrakiinnikkeet, vedä pääremmien hihnoja tasaisesti, kunnes maski tuntuu mukavalta, ja kiinnitä tarrakiinnikkeet.
5. Älä kiristä hihnoja liikaa.



5. Toista vaihe 4 alemmille pääremmeille.
6. Liitä ilmaletkun toinen pää pyörivään liittimeen ja toinen pää virtausgeneraattoriin.
7. Laita virtausgeneraattori päälle.



6. Kun olet makuulla, käännä MicroFit™-säädintä, kunnes maski istuu kasvoilla tasaisesti ja mukavasti.
7. Jos tunnet, että maskista vuotaa ilmaa, säädä maskia säätimellä ja/tai säädä pääremmejä.

⚠ Tarkempia tietoja saat *Mirage Micro* -nenämäsikin käyttöohjeesta.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 tai 1 800 424 0737 (maksuton), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) 8884 1000 tai 1 800 658 189 (maksuton). Toimipaikat Alankomaissa, Brasiliassa, Espanjassa, Hong Kongissa, Intiassa, Isoossa-Britanniassa, Itävallassa, Japanissa, Kiinassa, Malesiassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Singaporessa, Suomessa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa (tarkemmat tiedot nettisivuilta). Suojattu seuraavilla patenteilla: AU 710733, AU 741003, AU 766623, AU 775051, AU 777033, AU 785376, CA 2261790, DE 29724224 U, EP 0956069, EP 1187647, EP 1187649, EP 1187650, EP 1314445, EP 1479406, HK 1057714, JP 3686609, NZ 513052, NZ 526165, NZ 526166, NZ 526168, US 6112746, US 6119693, US 6357441, US 6374826, US 6439230, US 6463931, US 6532961, US 6557556, US 6581594, US 6581602, US 6634358, US 6691708, US 6823865, US 6860269, US 6871649, US 6997188, US 7011090, US 7159587, US 7178527, US 7188620, US 7216647, US 7234466, US 7243651. Muita patenteja haetaan. Suojattu seuraavilla mallirekisteröinnillä: AU 304309, CN 200530117106.1, EP 366844, JP 1264474, NZ 406357, US D532512, US D547439, US D545960. Muita mallirekisteröintejä haetaan. Mirage ja Mirage Micro ovat ResMed Ltd:n tavaramerkkejä ja Mirage on rekisteröity Yhdysvalloissa. © 2007 ResMed Ltd. 1012000/1 07 11