

Mirage Micro™

NASENMASKE

Anleitung zum Anpassen der Maske



- Stellen Sie den MicroFit™-Regler auf Position 24 ein, wo die Stirnstütze ganz herausgezogen ist.



- Lösen Sie einen Kopfband-Clip, setzen Sie die Maske aufs Gesicht und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.



- Führen Sie die unteren Bänder unter Ihren Ohren entlang.
- Bringen Sie den unteren Kopfband-Clip an und stellen Sie sicher, dass er einrastet.



- Lösen Sie die oberen Klettverschlüsse, ziehen Sie die Kopfbänder gleichmäßig fest, bis sie bequem sitzen und schließen Sie die Klettverschlüsse wieder.
- Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an.



- Wiederholen Sie Schritt 4 mit den unteren Kopfbändern.
- Schließen Sie ein Ende des Atemschlauchs am Drehadapter und das andere Ende am Atemtherapiegerät an.
- Schalten Sie das Atemtherapiegerät ein.



- Drehen Sie den MicroFit™-Regler im Liegen, bis die Maske gleichmäßig und bequem auf dem Gesicht sitzt.
- Verstellen Sie den Regler/die Kopfbänder, wenn Sie Leckagen fühlen.

⚠ Einzelheiten hierzu finden Sie in der *Gebrauchsanweisung der Mirage Micro Nasenmaske*.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 oder 1 800 424 0737 (in den USA gebührenfrei), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australien +61 (2) 8884 1000 oder 1 800 658 189 (in Australien gebührenfrei). Geschäftsstellen in Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Indien, Japan, Malaysia, Neuseeland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien (weitere Informationen finden Sie auf der Website). Geschützt durch folgende Patente: AU 710733, AU 741003, AU 766623, AU 775051, AU 777033, AU 785376, CA 2261790, EP 0956069, EP 1187647, EP 1187648, EP 1187649, EP 1187650, EP 1314445, EP 1479406, HK 1057714, JP 3686609, NZ 513052, NZ 526165, NZ 526166, NZ 526167, NZ 526168, US 6112746, US 6119693, US 6357441, US 6374826, US 6439230, US 6463931, US 6532961, US 6557556, US 6581594, US 6581602, US 6634358, US 6691708, US 6823865, US 6860269, US 6871649, US 6997188, US 7011090, US 7159587, US 7178527, US 7188620, US 7216647, US 7234466, US 7243651. Weitere Patente angemeldet. Geschützt durch folgende Geschmacksmuster: AU 304309, CN 200530117106.1, EP 366844, JP 1264474, NZ 406357, US D532512, US D547439, US D545960. Weitere Geschmacksmuster angemeldet. Mirage und Mirage Micro sind Marken der ResMed Ltd und Mirage ist beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. © 2007 ResMed Ltd. 1011971/2 07 11