

## Mirage Micro™

MASCHERA NASALE

### Guida all'applicazione



- Ruotare il selettore di regolazione MicroFit™ fino alla posizione 24, nella quale il supporto frontale è completamente esteso.



- Staccare uno dei fermagli del copricapo, sistemare la maschera sul viso e infilarsi il copricapo.



- Le cinghie inferiori devono trovarsi sotto le orecchie.
- Connettere il fermaglio inferiore del copricapo, assicurandosi che entri in sede con uno scatto.



- Staccare le linguette superiori di Velcro™, tirare le cinghie del copricapo in maniera eguale fino a che sono confortevoli, e fissare nuovamente il Velcro.
- Non stringere eccessivamente le cinghie.



- Ripetere il passaggio 4 con le cinghie inferiori del copricapo.
- Connettere un'estremità del tubo dell'aria al giunto rotante e l'altra estremità al generatore di flusso.
- Accendere il generatore di flusso.



- Da sdraiati, ruotare il selettore di regolazione MicroFit fino a che la maschera poggia in modo uniforme e confortevole sul viso.
- Se si avvertono perdite d'aria, regolare nuovamente il selettore e/o il copricapo.

⚠ Per maggiori dettagli, vedere la *Guida per l'utente della maschera nasale Mirage Micro*.

ResMed Corp Poway CA USA +1 858 746 2400 o 1 800 424 0737 (chiamata gratuita), ResMed Ltd Bella Vista, NSW Australia +61 (2) 8884 1000 o 1 800 658 189 (chiamata gratuita). Sedi in Austria, Brasile, Cina, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Malaysia, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera (per maggiori dettagli vedere il sito Internet). Prodotto tutelato dai seguenti brevetti: AU 710733, AU 741003, AU 766623, AU 775051, AU 777033, AU 785376, CA 2261790, DE 29724224 U, EP 0956069, EP 1187647, EP 1187649, EP 1187650, EP 1314445, EP 1479406, HK 1057714, JP 3686609, NZ 513052, NZ 526165, NZ 526166, NZ 526168, US 6112746, US 6119693, US 6357441, US 6374826, US 6439230, US 6463931, US 6532961, US 6557556, US 6581594, US 6581602, US 6634358, US 6691708, US 6823865, US 6860269, US 6871649, US 6997188, US 7011090, US 7159587, US 7178527, US 7188620, US 7216647, US 7234466, US 7243651. Altri brevetti in corso di registrazione. Prodotto protetto dai seguenti disegni depositati: AU 304309, CN 200530117106.1, EP 366844, JP 1264474, NZ 406357, US D532512, US D547439, US D545960. Altri disegni in corso di registrazione. Mirage e Mirage Micro sono marchi di proprietà di ResMed Ltd. Mirage è un nome di prodotto depositato presso l'ufficio statunitense di marchi e brevetti. © 2007 ResMed Ltd. 1011982/1 07 11