

Mirage Micro™

NESEMASKE

Tilpassingsveiledning



- Vri MicroFit™-skruen til posisjon 24, der pannestøtten er fullt uttrukket.



- Løsne en av klemmene til hodestroppene, legg masken på ansiktet og trekk hodestroppene over hodet.



- Legg de nedre stroppene under ørene.
- Fest den nedre av klemmene til hodestroppene og påse at den klikker på plass.



- Løsne de øvre Velcro™-flikene, trekk jevnt i hodestroppene til de føles komfortable, og fest Velcro-flikene på nytt.
- Ikke stram stroppene for mye.



- Gjenta trinn 4 med de nedre hodestroppene.
- Koble den ene enden av luftslangen til svivelen og den andre enden til apparatet.
- Slå på apparatet.



- I liggende stilling vrir MicroFit-skruen inntil masken er jevnt og komfortabelt plassert på ansiktet.
- Hvis det føles lekkasje, kan skruen og/eller hodestroppene justeres.

 Hvis du vil ha flere detaljer, se *Brukerveiledningen for Mirage Micro nesemaske*.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 eller 1 800 424 0737 (gratis), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 eller 1 800 658 189 (gratis). Kontorer i Brasil, Finland, Frankrike, Hong Kong, India, Japan, Kina, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland, Østerrike (se nettstedet for flere detaljer). Beskyttet av følgende patenter: AU 710733, AU 741003, AU 766623, AU 775051, AU 777033, AU 785376, CA 2261790, DE 29724224 U, EP 0956069, EP 1187647, EP 1187649, EP 1187650, EP 1314445, EP 1479406, HK 1057714, JP 3686609, NZ 513052, NZ 526165, NZ 526166, NZ 526168, US 6112746, US 6119693, US 6357441, US 6374826, US 6439230, US 6463931, US 6532961, US 6557556, US 6581594, US 6581602, US 6634358, US 6691708, US 6823865, US 6860269, US 6871649, US 6997188, US 7011090, US 7159587, US 7178527, US 7188620, US 7216647, US 7234466, US 7243651. Andre patenter forventes. Beskyttet av følgende designregistreringer: AU304309, CN200530117106.1, EP366844, JP1264474, NZ406357, US D532512, US D547439, US D545960. Andre forventes. Mirage og Mirage Micro er varemerker for ResMed Ltd og Mirage er registrert ved USAs patent- og varemerkekontor. © 2007 ResMed Ltd. 1011997/1 07 11