

Mirage Micro™

NÄSMASK

Inpassningsguide



- Vrid MicroFit™ ratten till position 24, så att pannstödet är helt utvidgat.



- Lossa ett av clipsen på huvudbandet, sätt masken på ansiktet och dra huvudbandet över huvudet.



- För de nedre remmarna under öronen.
- Koppla fast det nedre clipset på huvudbandet och se till att det klickar in sig på rätt plats.



- Lossa på de övre kardborre remmarna och dra åt huvudbandets remmar lika mycket på varje sida tills de sitter bekvämt. Fäst sedan på nytt med kardborre remmarna.
- Dra inte åt remmarna för hårt.



- Upprepa steg 4 med de nedre remmarna på huvudbandet.
- Koppla luftslangens ena ände till svängtapen och den andra änden till flödesgeneratoren.
- Sätt på flödesgeneratoren.



- Lägg dig ner och vrid MicroFit ratten tills masken sitter jämt och bekvämt på ansiktet.
- Om du känner att det läcker bör du justera om ratten och/eller huvudbandet.

⚠ Se bruksanvisningen för *Mirage Micro Nasal Mask* för mer information.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 eller 1 800 424 0737 (avgiftsfritt), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australien, +61 (2) 8884 1000 eller 1 800 658 189 (avgiftsfritt), Kontor i Brasilien, Finland, Frankrike, Holland, Hong Kong, Indien, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike (se ResMeds webbplats för mer information). Skyddas av följande patent: AU 710733, AU 741003, AU 766623, AU 775051, AU 777033, AU 785376, CA 2261790, EP 0956069, EP 1187647, EP 1187648, EP 1187649, EP 1187650, EP 1314445, EP 1479406, HK 1057714, JP 3686609, NZ 513052, NZ 526165, NZ 526166, NZ 526167, NZ 526168, US 6112746, US 6119693, US 6357441, US 6374826, US 6439230, US 6463931, US 6532961, US 6557556, US 6581594, US 6581602, US 6634358, US 6691708, US 6823865, US 6860269, US 6871649, US 6997188, US 7011090, US 7159587, US 7178527, US 7188620, US 7216647, US 7234466, US 7243651. Andra patentsökningar pågår. Skyddas av följande mönsterregistreringar: AU 304309, CN 200530117106.1, EP 366844, JP 1264474, NZ 406357, US D532512, US D547439, US D545960. Andra registreringsansökningar pågår. Mirage och Mirage Micro är varumärken tillhöriga ResMed Ltd och varumärket Mirage är inregistrerat hos U.S. Patent and Trademark Office. © 2007 ResMed Ltd. 1011975/2 07 11