

Läs igenom både informationsguiden och välkommen-guiden innan du börjar använda din utrustning.

Indikationer

AutoSet CS-A är avsedd för att stabilisera andningen hos vuxna patienter som uppvisar central sömnapné (CSA), blandad sömnapné och periodisk andning, med eller utan obstruktiv sömnapné. Den är avsedd för användning i hemmet och på sjukhus.

Kontraindikationer

ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF \leq 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.

Övertrycksbehandling kan vara kontraindicerat för vissa patienter som sedan tidigare lider av följande:

- svår bullös lungsjukdom
- pneumotorax eller pneumomediastinum
- patologiskt lågt blodtryck, särskilt i kombination med intravaskulär volymförsämring
- dehydrering
- läckande ryggmärgsvätska, nyligen genomgången skaloperation eller trauma.

Biverkningar

Patienterna ska rapportera ovanlig bröstsmärta, svår huvudvärk eller ökad andfåddhet till sin vårdansvarige läkare. Ett tillfälligt behandlingsuppehåll kan bli nödvändigt vid en akut infektion i de övre luftvägarna.

Följande biverkningar kan uppstå under behandling med utrustningen:

- uttorkning i näsa, mun eller svalg
- näsblod
- svullnad
- obehagskänslor i öra eller sinus
- ögonirritationer
- hudutslag.

Felsökning

Prova följande förslag om problem uppstår. Kontakta utrustningsleverantören eller ResMed om problemet inte kan lösas. Försök inte öppna utrustningens hölje.

Problem/Möjlig orsak

Lösning

Ingen bild

Ingen ström inkopplad.

Se till att strömsladden är inkopplad och strömuttaget (om sådant finns) är påslaget.

DC-kontakten är endast delvis insatt på baksidan av utrustningen eller har satts in alltför långsamt.

Tryck in DC-kontakten helt.

Otillräcklig mängd luft från apparaten

Ramptid pågår.

Vänta tills lufttrycket byggts upp eller ändra ramptid.

Luftfiltret är smutsigt.

Byt ut luftfiltret.

Luftslangen är inte korrekt inkopplad.

Kontrollera luftslangen.

Luftslangen är blockerad, hopklämd eller punkterad.

Ta bort hindret eller frigör luftslangen. Se till att slangen inte är punkterad.

Masken och huvudbandet sitter inte korrekt.

Justera maskens och huvudbandets placering.

Du har inte valt korrekt luftslang.

Om du använder SlimLine, Standard eller 3 m luftslang måste du se till att du har valt korrekt luftslang via meny.

Ovent. mask används.

Använd endast en vent. mask.

Maskventiler kan vara blockerade.

Kontrollera om du har tillräcklig ventilation. Deblockera maskventiler vid behov.

EPAP är kanske inställt för lågt.

Tala med din läkare om dina inställningar.

Apparaten startar inte när du andas in i masken.

Andetaget är inte djupt nog för att lösa ut SmartStart/Stop.

Ta ett djupt andetag in och ut genom masken.

Problem/Möjlig orsak	Lösning
SmartStart/Stop är avaktiverad på grund av att alarm för Hög läcka eller Låg minutventilation är aktiverad.	Tryck på Start/Stopp-knappen för att starta behandlingen.
SmartStart/Stop är bortkopplat för att Bekräfta stopp är aktiverat.	Tryck på Start/Stopp-knappen för att starta behandlingen.
SmartStart/Stop är bortkopplad. Allför stort läckage.	Tala med din läkare om aktiveringen av funktionen SmartStart/Stop. Justera maskpositionen och huvudbandet. Koppla fast luftslangen stadigt vid båda ändarna.
Apparaten stannar inte när du tar bort masken.	
SmartStart/Stop är avaktiverad på grund av att alarm för Hög läcka eller Låg minutventilation är aktiverad.	Tryck på knappen Start/Stopp för att stoppa behandlingen.
SmartStart/Stop är bortkopplat för att Bekräfta stopp är aktiverat.	Ett meddelande kommer upp på LCD-skärmen. För att stoppa behandlingen, markera Ja och tryck på Tryckknappen.
SmartStart/Stop är bortkopplad.	Tala med din läkare om aktiveringen av funktionen SmartStart/Stop.
SmartStart/Stop har aktiverats men apparaten stannar inte automatiskt när du tar bort masken.	
Du använder inte ett kompatibelt masksystem.	Använd endast utrustning som rekommenderas av ResMed.
Felaktig maskinställning används.	Kontrollera vald masktyp i menyn Inställning. Ändra vid behov.
Patienten använder en näskuddemask vars inställda tryck är mindre än 6 cm H ₂ O.	Avaktivera SmartStart/Stop.

Problem/Möjlig orsak

Lösning

Trycket stiger på ett olämpligt sätt.

Du pratar, hostar eller andas på ett ovanligt sätt.

När du har på dig en näsmask ska du undvika att prata samt andas så normalt som möjligt.

Maskens mjukdel vibrerar mot huden.

Justera huvudbandet.

Mjukdelen sitter fel och orsakar alltför stort läckage.

Justera huvudbandet eller placera om mjukdelen.

Visar meddelandena: Fel på grund av hög temperatur. Se bruksanvisningen.

Utrustningen har legat i en varm miljö.

Låt den svalna innan den används på nytt. Koppla ur nätsladden och koppla sedan in den på nytt för att starta om utrustningen

Luftfiltret är tilltäppt.

Byt ut ditt luftfilter. Koppla ur nätsladden och koppla sedan in den på nytt för att starta om utrustningen

Stopp i luftslangen

Kontrollera luftslangen och ta bort eventuella stopp. Koppla ur nätsladden och koppla sedan in den på nytt för att starta om utrustningen

Befuktarinställningen är för hög och vatten har därför ansamlats inne i luftslangen.

Minska befuktarinställningen och håll bort vattnet från luftslangen.

Visar meddelandena: Kontrollera ResMed 30/90 W-strömförsörjningsenhet. Tryck in kopplingsdonet helt.

DC-kontakten är endast delvis insatt på baksidan av utrustningen eller har satts in alltför långsamt.

Tryck in DC-kontakten helt.

Du har kopplat in en icke ResMed strömförsörjningsenhet.

Ta bort strömförsörjningsenheten och byt ut den mot en ResMed strömförsörjningsenhet.

Strömförsörjningsenheten är täckt av sängkläder.

Säkerställ att strömförsörjningsenheten är fri från sängkläder, kläder eller andra föremål som skulle kunna täcka över den.

Problem/Möjlig orsak	Lösning
----------------------	---------

Följande meddelande visas på LCD-skärmen efter det att du försökte uppdatera inställningarna eller kopiera data till SD-kortet: Kortfel, ta bort SD-kort och kontakta klinikern

SD- kortet inte korrekt insatt.

Säkerställ att SD- kortet är korrekt insatt.

Du har kanske tagit bort SD-kortet innan inställningarna hade kopierats över till apparaten.

Sätt in SD- kortet igen och vänta på skärmen Hem eller tills meddelandet "Inställningarna har uppdaterats, tryck på valfri knapp" kommer upp på LCD-skärmen.

Obs! Det här meddelandet visas bara en gång. Om du sätter in SD-kortet på nytt efter det att inställningarna har uppdaterats, kommer detta meddelande inte att visas igen.

Följande meddelande visas INTE på LCD-skärmen efter det att du försöker uppdatera inställningarna med hjälp av SD-kortet: Inställningarna har uppdaterats. Tryck på valfri knapp

Inställningarna har inte uppdaterats.

Kontakta läkaren/serviceleverantören omedelbart.

Alarm

Om systemet inte har blivit korrekt monterat kommer apparaten att trigga ett alarm. Kontrollera att luftslangen sitter fast ordentligt på apparaten och masken (och befuktaren om den används).

Problem/Möjlig orsak	Lösning
----------------------	---------

Alarm aktiveras och LCD-skärmens display försvinner.

Strömavbrott.

Ta bort din mask tills strömmen är återställd.

Strömsladden är frånkopplad eller strömbrytaren är avstängd under behandling.

Säkerställ att strömsladden är ansluten och strömbrytaren (om sådan finns) är på.

Visar meddelandena: Hög läcka, kolla systeminstallation och alla kopplingar

Alltför stort läckage.

Justera maskpositionen och huvudbandet.

Koppla fast luftslangen stadigt vid båda ändarna.

Problem/Möjlig orsak

Lösning

Visar meddelandena: Ingen slang, kolla att slangen är inkopplad'

Flödet är högt eftersom
luftslangen inte är ordentligt
inkopplad.

Koppla fast luftslangen stadigt vid båda ändarna.

Obs! Kontrollen av
slanganslutningen kommer inte
att fungera när ett antibakteriellt
filter används.

Visar meddelandena: Blockerad slang, kolla slang

Stopp i luftslangen

Kontrollera luftslangen och ta bort eventuella stopp. Koppla ur
nätsladden och koppla sedan in den på nytt för att starta om
utrustningen

Visar meddelandena: Inga SpO2-data, kontrollera oxi-sensorfästet till modul/finger

Oximetersensorn sitter inte fast
ordentligt.

Säkerställ att oximetersensorn sitter fast ordentligt i modulen och
på patientens finger.

Oximetersensorn kanske inte
fungerar.

Om meddelandet upprepas, men oximetern sitter fast ordentligt i
modulen och på patientens finger, kan oximetersensorn vara
defekt

Kontakta din servicetekniker eller byt ut oximetern.

Visar meddelanden: Ovent. mask, använd vent. mask eller deblockera maskventilerna

Ovent. mask används.

Använd endast en vent. mask.

Maskventiler kan vara
blockerade.

Kontrollera om du har tillräcklig ventilation. Deblockera
maskventiler vid behov.

En låg EPAP tillsammans med
extra syrgas kan resultera i falsk
trigging av detta alarm på en
vent. mask.

Tala med din läkare om dina inställningar.

Problem/Möjlig orsak	Lösning
-----------------------------	----------------

Visar meddelandena: Ingen oximeter, kontrollera/anslut oximeteradaptern	
--	--

Oximeteradaptern sitter inte fast ordentligt.	Säkerställ att oximeteradaptern sitter fast ordentligt.
---	---

Oximeteradaptern kan vara defekt.	Om meddelandet upprepas men oximeteradaptern sitter fast ordentligt, kanske inte oximeteradaptern fungerar.
-----------------------------------	---

Kontakta din servicetekniker.

Visar meddelandena: Larmmodulsfel, kontakta servicetekniker.	
---	--

Allmän felfunktion på utrustningen och/eller alarmmodulen.	
--	--

Kontakta din servicetekniker omedelbart.

Behandlingen kan inte startas igen.	
-------------------------------------	--

Allmänna tekniska specifikationer

Strömförsörjning	90 W strömförsörjningsenhet Ineffekt-område 100–240V, 50–60Hz, 115V, 400Hz nominellt för användning i flygplan Typisk strömförbrukning: 70W (80VA) Maximal strömförbrukning: 110W (120VA)
-------------------------	---

	30 W strömförsörjningsenhet Ineffekt-område 100–240V, 50–60Hz, 115V, 400Hz nominellt för användning i flygplan Typisk strömförbrukning: 20W (40VA) Maximal strömförbrukning: 36W (75VA)
--	---

	90 W DC/DC omvandlare Nominell ineffekt: 12V, 24V Typisk strömförbrukning: 70W Max. strömförbrukning: 110W
--	--

Miljöförhållanden	<p>Drifttemperatur: +5 °C till +35 °C</p> <p>Obs! Temperaturen på andningsluftflödet från denna apparat kan vara högre än rumstemperaturen. Under extrema omgivande temperaturförhållanden (40 °C) förblir apparaten säker.</p> <p>Driftfuktighet: 10 till 95 % ej kondenserande</p> <p>Driftshöjd (m ö. h.): Havsnivå till 2 591 m; lufttrycksområde 1013 hPa till 738 hPa</p> <p>Temperatur vid förvaring och transport: -20 °C till +60 °C</p> <p>Fuktighet vid förvaring och transport: 10 till 95 % ej kondenserande</p>
Användning på flygplan	<p>ResMed bekräftar att apparaten/apparaterna överensstämmer med Federal Aviation Administrations (FAA) krav (RTCA/DO-160, avsnitt 21, kategori M) avseende alla delar av flygresan.</p>
Elektromagnetisk kompatibilitet	<p>Produkten följer alla tillämpliga elektromagnetiska kompatibilitetskrav (EMC) enligt IEC60601-1-2 för bostads-, kommersiella och lätta industrimiljöer.</p> <p>Vi rekommenderar att mobil kommunikationsutrustningar hålls på ett avstånd av minst 1 m från utrustningen.</p> <p>Information om elektromagnetiska emissioner och immunitet för denna ResMed-utrustning finns på www.resmed.com, på sidan Products (Produkter) under Service & Support. Klicka på PDF-filen för ditt språk.</p>
IEC 60601-1 klassifikation	<p>Klass II (dubbel isolering), Typ BF, kapslingsklassning IP21</p>

AutoSet CS-A tekniska specifikationer

Funktionens tryckområden	<p>CPAP-funktion</p> <p>Inställt tryck: 4–20 cm H₂O</p> <p>ASV- och ASVAuto-funktion</p> <p>EPAP: 4–15 cm H₂O; PS: 0–20 cm H₂O</p>
Max. enkelfelstryck	<p>Max. stationärt drifttryck vid enkelfel: 30 cm H₂O - om trycket överskrider i >6 s; 40 cm H₂O - om trycket överskrider i >1 s;</p>

Fysiska dimensioner	Nominella mått (L x B x H): 153 mm x 172 mm x 86 mm Vikt: 1,04 kg Ytterhöljets konstruktion: Flamsäker teknisk termoplast Luftutsläpp: 22 mm koniskt luftutsläpp (överensstämmer med ISO 5356-1:2004)
Luftfilter	Hypoallergeniskt luftfilter: Akryl- och polypropylenfibrer i en polypropylenbärare Standard luftfilter: non-woven polyesterfibrer
Ljud DEKLARERADE VÄRDEPAR FÖR BULLEREMISSIONSVÄRDEN enligt ISO 4871:1996	Trycknivå (CPAP-funktion) med SlimLine- 26 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt luftslang: EN ISO 17510-1:2009 med 27 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt standardluftslang: EN ISO 17510-1:2009 med antingen 28 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt SlimLine- eller EN ISO 17510-1:2009 standardluftslang och H5i: Effektnivå (CPAP-funktion) med SlimLine- 34 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt luftslang: EN ISO 17510-1:2009 med 35 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt standardluftslang: EN ISO 17510-1:2009 med antingen 36 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt SlimLine- eller EN ISO 17510-1:2009 standardluftslang och H5i:
Larmvolyminställningar	Låg (nominell 56 dBA), Medium (nominell 68 dBA), Hög (nominell 80 dBA)
Extra syrgas	Rekommenderat max. flöde för extra syrgas: 15 l/min (CPAP-, ASV-funktioner); 4 l/min (ASVAuto-funktion)

Luftslangens tekniska specifikationer

Luftslang	Material	Längd	Innerdiameter
ClimateLine-luftslang med uppvärmningsfunktion	Böjliga plast- och elkomponenter	2 m	15 mm
ClimateLine ^{MAX} -luftslang med uppvärmningsfunktion	Böjliga plast- och elkomponenter	1,9 m	19 mm
SlimLine luftslang	Böjlig plast	1,8 m	15 mm
Standard luftslang	Böjlig plast	2 m	19 mm
3 m luftslang	Böjlig plast	3 m	19 mm

Temperaturfrånslagning för luftslang med uppvärmningsfunktion $\leq 41^{\circ}\text{C}$

Obs!

- *Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra dessa specifikationer utan varsel.*
- *Inställningar för temperatur och relativ fuktighet som visas för Climate Control är inte uppmätta värden.*
- *Rådgör med din läkare/vårdgivare innan du använder SlimLine luftslang med andra apparater än S9 eller H5i.*
- *Elkontakten på den uppvärmda luftslangens ena ände är endast kompatibel med H5i luftutloppet och ska inte stoppas in i apparaten eller masken.*
- *Vid användning av SlimLine eller ClimateLine över 20 cm H₂O, kan det förekomma att apparatens optimala prestanda inte uppnås om den används med ett antibakteriefilter. Apparatens prestanda måste kontrolleras innan SlimLine ordinerar för användning med ett antibakteriefilter.*
- *ClimateLine eller ClimateLine^{MAX} är endast avsedd att användas med H5i.*

Befuktarens prestanda


Följande inställningar har testats vid omgivningstemperatur 22 °C:

Masktryck cm H ₂ O	RF uteffekt %		Nominell uteffekt från systemet AF ^a , BTPS ^b	
	Inställning 3	Inställning 6	Inställning 3	Inställning 6
3	90	100	10	18
10	95	100	11,5	21
20	95	100	11	18
25	100	100	12	13,5

a. AH – Absolute humidity (absolut fuktighet) i mg/l.

b. BTPS – Body Temperature and Pressure, Saturated (kroppstemperatur och tryck, mättad)

Pneumatisk flödesväg



1. Flödessensor
2. Turbin
3. Trycksensor
4. Mask
5. Luftslang
6. H5i
7. Alarmmodul
8. Apparat
9. Luftintagsfilter

Flöde (maximum) vid inställda tryck

Följande är uppmätta vid änden av den specificerade luftslangen:

Tryck, cm H ₂ O	AutoSet CS-A och Standard, l/min	AutoSet CS-A, H5i och Standard, l/min	AutoSet CS-A och SlimLine, l/min	AutoSet CS-A, H5i och ClimateLine, l/min
4	200	170	195	170
8	200	170	190	170
12	200	170	184	170
16	200	170	175	170
20	190	170	168	161
25	180	161	144	125

Visade värden

Värde	Intervall	Skärmapplösning
Trycksensor vid luftutsläppet		
Masktryck	4–20 cm H ₂ O (CPAP), 4–30 cm H ₂ O (ASV, ASVAuto)	0,1 cm H ₂ O
Flödesberäknade värden		
Läckage	0 - 200 l/min	1 l/min
Tidalvolym	0 - 4000 ml	1 ml
Andningsfrekvens	0–50 BPM	1 BPM
Minutventilation	0–30 l/min	0,1 l/min

Värde	Noggrannhet ^a
Tryckmätning^a	
Masktryck	±0,5 cm H ₂ O (+ 4 % av uppmätt avläsning)
Flödesmätningar^a	
Läckage ^b	±12 l/min eller 20 % av det avlästa värdet, beroende på vilket som är högst, vid 0 till 60 l/min
Tidalvolym ^{b,c}	±20 %
Andningsfrekvens ^{b,c}	±1 BPM
Minutventilation ^{b,c}	±20 %

a. Resultat uttrycks vid omgivningstemperatur och -tryck, torr (ATPD, Ambient Temperature and Pressure, Dry).

b. Noggrannhet kan minska vid närvaro av läckage, extra syrgas, tidalvolym <100 ml eller minutventilation <3 l/min.

c. Mätnoggrannhet bekräftad i enlighet med <ISO 10651_6> om hemventilatorer för andningsstöd (figur 101 och tabell 101) vid användning av ResMed-maskens nominella ventilationsflöden.

Trycknoggrannhet

Max. variation av statiskt tryck vid 10 cm H₂O enligt EN ISO 17510-1:2009

	Standard luftslang	SlimLine luftslang
Utan H5i	9,89 cm H ₂ O till 9,97 cm H ₂ O	9,76 cm H ₂ O till 9,87 cm H ₂ O
Med H5i	9,82 cm H ₂ O till 9,98 cm H ₂ O	9,78 cm H ₂ O till 9,88 cm H ₂ O



















Maximal dynamisk tryckvariation enligt EN ISO 17510-1:2009

Tryck (cm H ₂ O)	10 BPM	15 BPM	20 BPM
	AutoSet CS-A och Standard luftslang utan H5i/ AutoSet CS-A och Standard luftslang med H5i		
4	0,18 / 0,18	0,30 / 0,30	0,51 / 0,51
8	0,21 / 0,20	0,26 / 0,24	0,38 / 0,36
12	0,21 / 0,20	0,26 / 0,23	0,34 / 0,31
16	0,22 / 0,21	0,27 / 0,26	0,36 / 0,33
20	0,23 / 0,22	0,26 / 0,28	0,38 / 0,35
25	0,30 / 0,31	0,54 / 0,50	0,74 / 0,71

Tryck (cm H ₂ O)	10 BPM	15 BPM	20 BPM
	AutoSet CS-A och SlimLine luftslang utan H5i/ AutoSet CS-A och SlimLine luftslang med H5i		
4	0,22 / 0,20	0,28 / 0,29	0,47 / 0,53
8	0,23 / 0,19	0,32 / 0,29	0,41 / 0,42
12	0,22 / 0,21	0,35 / 0,29	0,41 / 0,45
16	0,22 / 0,23	0,41 / 0,33	0,44 / 0,50
20	0,24 / 0,27	0,37 / 0,34	0,48 / 0,50
25	0,31 / 0,31	0,50 / 0,54	0,78 / 0,84

Symboler

Följande symboler kan visas på produkten eller förpackningen.

-  SE UPPI!  Läs anvisningarna före användning; **IP21** Skydd mot införande av fingrar och mot vertikalt droppande vatten;  Typ BF-utrustning;  Utrustning, klass II;  Start/Stopp;
-  Tillverkare;  **EC REP** Auktoriserad representant i Europa;  **RoHS** Direktiv 2002/95/EG (RoHS);
-  **LOT** Partinummer;  **REF** Artikelnummer;  **SN** Serienummer;  --- Likström (DC);  Lås/lås upp;
-  Logo 1 för Kinas RoHS;  Logo 2 för Kinas RoHS; **IP20** Inte droppsäker;  Förvaras torrt;
-  Mute-alarmknapp;
- 

Miljöinformation

WEEE 2002/96/EG är ett Europeiskt direktiv som kräver att elektrisk och elektronisk utrustning bortscaffas på ett korrekt sätt. Produkten måste bortscaffas separat och inte som osorterat kommunalt avfall. Vid bortscaffning av produkten bör du använda de lämpliga uppsamlings-, återanvändnings- eller återvinningssystem som finns i det område där du är bosatt. Sådana uppsamlings-, återanvändnings- och återvinningssystem är avsedda att skona naturresurser och förhindra att farliga ämnen skadar miljön.

Om du behöver information om dessa avfallshanteringssystem, kontakta lokal myndighet ansvarig för avfallshantering. Symbolen, en överkryssad soptunna, uppmanar dig att använda dessa avfallssystem. Om du behöver information om uppsamling och bortscaffning av denna ResMed produkt, var god kontakta ResMeds kontor, den lokala återförsäljaren eller besök www.resmed.com/environment.

Service

AutoSet CS-A-utrustningen är avsedd att fungera på ett säkert och pålitlig sätt under förutsättning att den används enligt de anvisningar som tillhandahålls av ResMed. ResMed rekommenderar att AutoSet CS-A-utrustningen inspekteras och genomgår service av ett auktoriserat ResMed servicecenter om det finns tecken på förslitning eller om man är tveksam om utrustningfunktionen. Annars är service och besiktning av utrustningen i allmänhet inte nödvändig under utrustningens avsedda livslängd på fem år.

Begränsad garanti

ResMed Ltd (härefter kallat ResMed) garanterar att din ResMed-produkt är felfri med avseende på material och utförande från och med inköpsdagen för nedan angivna tidsperiod.

Produkt	Garantiperiod
<ul style="list-style-type: none">• Masksystem (inkl. maskram, mjukdel, huvudband och slangar), med undantag för apparater avsedda för engångsbruk• Tillbehör, med undantag för apparater avsedda för engångsbruk• Fingerpulssensorer av Flex-typ• Vattenbehållare för befuktare	90 dagar
<ul style="list-style-type: none">• Batterier för användning i ResMeds interna och externa batterisystem	6 månader
<ul style="list-style-type: none">• Clip-typ fingerpulssensorer• Datamoduler för CPAP- och apparater med bilevelfunktion• Oximetrar och oximeteradaptorer för CPAP- och apparater med bilevelfunktion• Befuktare och tvättbara vattenbehållare för befuktare• Titreringskontrollapparater	1 år
<ul style="list-style-type: none">• CPAP-, bilevelfunktions- och ventilationsapparater (inkl. externa strömförsörjningsenheter)• Batteritillbehör• Bärbara utrustningar för diagnostik/screening	2 år

Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen. Den kan inte överföras.

Om produkten visar sig vara bristfällig under normala användningsförhållanden, kommer ResMed att efter gottfinnande reparera eller byta ut den defekta produkten eller delar av produkten.

Denna begränsade garanti omfattar inte: a) skador som uppstår till följd av otillbörlig användning, missbruk, modifiering eller ändring av produkten; b) reparationer som utförts av en serviceorganisation som inte uttryckligen erhållit tillstånd av ResMed att utföra sådana reparationer; c) eventuellt skada eller kontamination som uppstår till följd av cigarett-, pip-, cigarrök eller annan form av rök; d) eventuellt skada som uppstår till följd av att vatten spillts på eller in i elektronisk utrustning.

Garantin ogiltigförklaras om produkten säljs eller säljs på nytt utanför det område där den ursprungligen inköptes.

Garantianspråk på defekt produkt måste lämnas av den ursprungliga köparen på inköpsstället.

Denna garanti ersätter alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inkl. underförstådd garanti beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vissa områden eller länder tillåter inte tidsbegränsningar för en underförstådd garanti och ovanstående begränsning kan av denna anledning eventuellt inte komma att beröra dig.

ResMed ska inte hållas ansvarigt för några indirekta skador eller följdskador som uppges ha inträffat till följd av försäljning, installation eller användning av ResMed produkter. Vissa områden eller länder tillåter inte undantag eller begränsning av indirekta skador eller följdskador och ovanstående begränsning kan av denna anledning eventuellt inte komma att beröra dig.

Denna garanti ger dig bestämda juridiska rättigheter och du kan eventuellt också ha andra rättigheter som kan variera från land till land. För mer information om dina rättigheter enligt garantin, var god kontakta närmaste ResMed-leverantör eller ResMed-kontor.

VARNINGAR

- Läs hela bruksanvisningen innan du använder apparaten.
- Utrustningen ska endast användas på det sätt som föreskrivs av din läkare eller vårdleverantör.
- Använd utrustningen endast för den avsedda användning som beskrivs i den här manualen. De råd som ges i bruksanvisningen ska inte ersätta anvisningar från vårdansvarig läkare.
- Om du upptäcker oförklarliga förändringar av utrustningens prestanda, om den ger ifrån sig ovanliga eller skarpa ljud, om utrustningen eller strömförsörjningsenheten tappas eller hanteras felaktigt, om vatten spills inuti utrustningens hölje eller om höljet är trasigt ska du sluta att använda utrustningen och kontakta ditt ResMed-servicecenter.

- Se upp för elektriska stötar. Sänk ej ned utrustningen, befuktaren, strömförsörjningen eller strömsladden i vatten. I händelse av spill, frångör utrustningen från strömförsörjningen och låt delarna torka. Frångör alltid utrustningen före rengöring och säkerställ att alla delar är torra innan utrustningen kopplas på.
- Explosionsrisk – använd inte utrustningen i närheten av antändliga narkosmedel.
- Se till att nätsladden och stickkontakten är i gott skick och att det inte finns några skador på utrustningen.
- Se till att hålla nätsladden borta från varma ytor.
- Denna utrustning bör endast användas med de masker (och kopplingsdon¹) som rekommenderas av ResMed eller av en läkare eller andningsterapeut. En mask bör inte användas om inte utrustningen är påkopplad. När masken sitter på plats ska du säkerställa att utrustningen blåser luft. Ventilöppningen/-öppningarna i masken får aldrig blockeras.

Förklaring: Denna utrustning är avsedd att användas med speciella masker (eller kopplingsdon) som är försedda med ventilöppningar som möjliggör ett kontinuerligt luftflöde ut från masken. När utrustningen är påslagen och fungerar korrekt kommer ny luft från utrustningen att driva ut redan utandad luft genom maskens ventilöppningar. När utrustningen däremot inte är i drift, kommer en otillräcklig mängd ny luft att tillföras genom masken och den utandade luften kan komma att andas på nytt. Återandning av utandad luft under längre tid än ett par minuter kan under vissa omständigheter leda till kvävning. Detta gäller för de flesta modeller av CPAP- eller bilevel-utrustningar.

- Syrgas underhåller förbränning. Syrgas får inte användas i samband med rökning eller i närvaro av öppna lågor.
- Säkerställ alltid att utrustningen är på och att luftflöde genereras innan syrgastillförseln kopplas in. Stäng alltid av syrgastillförseln innan utrustningen stängs av, så att inte oanvänd syrgas ackumuleras inom utrustningsområdet och skapar en brandrisk.
- Lämna inte långa delar luftslang runt sängens huvudända. Slangen kan slingra sig runt huvudet eller nacken medan du sover.
- Använd inte elektriskt ledande eller antistatiska luftslangar.
- Använd inte luftslangen om det finns några synliga tecken på skada.
- Endast luftslangar och tillbehör från ResMed ska användas tillsammans med utrustningen. Andra luftslangstyper eller tillbehör kan förändra det tryck du faktiskt erhåller och därigenom göra behandlingen mindre effektiv.

¹ Portar kan vara inbyggda i masken eller i kopplingsdon nära masken.

- Använd endast ResMed 90 W eller 30 W strömförsörjningsenhet. Använd strömförsörjningsenheten på 90 W för att ge ström till systemet som omfattar utrustningen, H5i, luftslang, DC/DC-omvandlare och batterienhet. 30 W strömförsörjningsenheten är avsedd att ge ström till utrustningen enbart, och rekommenderas vid resor.
- Endast ResMed-produkter är utformade för att kopplas till modulkopplingsporten. Anslutning av andra enheter kan skada utrustningen.
- Om utrustningens luftslang och/eller luftintag blockeras under användningen kan det leda till att utrustningen överhettas.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Öppna inte utrustningens hölje. Det finns inga delar som användaren själv kan reparera. Reparationer och service ska endast utföras av servicerepresentant auktoriserad av ResMed.
- Använd inte blekmedel, klorin, alkohol eller aromatiska lösningar, fuktighetsbevarande eller bakteriedödande tvålar eller parfymerade oljor när du rengör utrustningen, befuktaren eller luftslangen. Sådana lösningar kan orsaka skada på dessa produkter samt minska deras livslängd.
- Inkorrekt systeminställning kan leda till felaktig avläsning av masktryck. Säkerställ att systemet är korrekt inställt.
- Placera inte utrustningen på ett ställe där den kan stötas till eller där man lätt kan snubbla på nätsladden.
- Säkerställ att området runt utrustningen är torrt och rent samt fritt från sängkläder, kläder eller andra föremål som kan blockera luftintaget eller täcka över strömförsörjningsenheten.
- Säkerställ att utrustningen är skyddad mot vatten om den används utomhus. Inneslut utrustningen i S9-transportväskan vid förflyttning.



Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9, H5i, ClimateLine, SlimLine, SmartStart and AutoSet CS are trademarks of ResMed Ltd. S9, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2017 ResMed Ltd. 3681038/2 2017-11

CE 0123