

Nemlendirici/cihaz uyumluluk listesi

Bu ek, ResMed'in nemlendiricileri ile uyumlu olan cihazları belirtir. Bu cihazların doğru kullanımı ile ilgili tüm detaylar için ilgili Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Cihaz	Nemlendirici	Pasif Nemlendiriciler		Isıtılmış Nemlendiriciler				
		Passover	HumidAire 2iC™	HumidAire 2i™	HumidAire 3i™ H3i Plus™	H4i™	Stellar için H4i™	H5i™ / H5i™ for Her
	AutoSet CS™ 2		✓	✓				
	AutoSet™ CS (S9)							✓
	AutoSet Spirit™	✓	✓	✓				
	Auto 25 (S9)							✓
	S7™ Series	✓	✓	✓				
	S8 AutoScore™ S8 AutoSet Vantage™ S8 AutoSet Spirit™				✓	✓		
	S8 Escape™ S8 Lightweight™	✓			✓	✓		
	S8 Escape™ II				✓	✓		
	S8 Elite™ II S8 AutoSet™ II S8 AutoSet Spirit™ II				✓	✓		
	S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™ S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto							✓
	VPAP™ III Series	✓	✓	✓				
	QuickNav içeren VPAP™ III ST-A		✓	✓				
	VPAP™ Adapt SV		✓	✓				
	VPAP™ Adapt (S9)							✓
	VPAP™ Auto				✓	✓		
	VPAP™ Auto (S9) VPAP™ S (S9) VPAP™ ST (S9)							✓
	VPAP™ Auto 25 VPAP™ ST VPAP™ IV					✓		
	VPAP™ Tx			✓				
	VPAP Malibu™			✓				
	Stellar™						✓	

Notlar:

- Her maske her bölgede bulunmamaktadır.
- AutoSet for Her ve H5i for Her, yalnızca Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında satışa sunulmaktadır.