



Lista de compatibilidad entre los equipos y los humidificadores

El presente documento indica qué equipos son compatibles con los humidificadores de ResMed. Para obtener la información completa acerca de cómo utilizar correctamente los equipos, consulte los manuales del usuario correspondientes a cada uno de ellos.

Equipo	Humidificador	Humidificadores pasivos		Humidificadores térmicos				
		Passover	HumidAire 2iC™	HumidAire 2i™	HumidAire 3i™ H3i Plus™	H4i™	H4i™ para Stellar	H5i™ / H5i™ for Her
	AutoSet CS™ 2		✓	✓				
	AutoSet™ CS (S9)							✓
	AutoSet Spirit™	✓	✓	✓				
	Auto 25 (S9)							✓
	Serie S7™	✓	✓	✓				
	S8 AutoScore™							
	S8 AutoSet Vantage™				✓	✓		
	S8 AutoSet Spirit™							
	S8 Escape™	✓			✓	✓		
	S8 Lightweight™							
	S8 Escape™ II				✓	✓		
	S8 Elite™ II							
	S8 AutoSet™ II				✓	✓		
	S8 AutoSet Spirit™ II							
	S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™ / S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto							✓
	Serie VPAP™ III	✓	✓	✓				
	VPAP™ III ST-A con QuickNav		✓	✓				
	VPAP™ Adapt SV		✓	✓				
	VPAP™ Adapt (S9)							✓
	VPAP™ Auto				✓	✓		
	VPAP™ Auto (S9)							
	VPAP™ S (S9)							✓
	VPAP™ ST (S9)							
	VPAP™ Auto 25							
	VPAP™ ST					✓		
	VPAP™ IV							
	VPAP™ Tx			✓				
	VPAP Malibu™			✓				
	Stellar™						✓	

Notas:

- No todos los equipos están disponibles en todas las regiones.
- AutoSet for Her y H5i for Her solo están disponibles en América.

 Fabricante: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. Distribuido por: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EUA.
 ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY Reino Unido. Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web www.resmed.com.