



Mirage™ SoftGel

MASQUE NASAL

Douceur immédiate, confort durable

Pour ce qui est de la douceur et du confort, le masque nasal Mirage SoftGel est sans égal. Le confort de la bulle DoubleGel est assuré par la couche de gel transparente; la couche de gel bleu garantit support et stabilité.

L'entourage rigide du masque est quant à lui compatible avec deux bulles interchangeables: celle du Mirage SoftGel et celle du Mirage Activa™ LT.

POUR LE PATIENT

Le plaisir du confort, la sécurité de la stabilité

- La bulle DoubleGel associe douceur et stabilité.

Une bonne nuit de sommeil

- Plusieurs orifices intégrés diffusent de l'air en silence, créant ainsi un environnement serein pour les patients et leurs conjoints.

Une mise en place facilitée

- La double jupe et la bulle DoubleGel du masque Mirage facilitent la mise en place.
- La bulle s'adapte aux contours du visage de chaque utilisateur et garantit le confort du masque.

Des bulles interchangeables pour plus de possibilités

- La possibilité de choisir sa bulle facilite l'observance sans avoir à remplacer tout le masque.

POUR LE PROFESSIONNEL

Satisfaction du client, observance accrue

- Acceptation accrue du traitement grâce à un ajustement immédiat – confort durable.
- Kit d'information complet pour le patient.

Toujours plus d'efficacité

- Les bulles interchangeables et les composants communs permettent une meilleure gestion des stocks, la réduction des coûts et une plus grande rapidité de mise en place et de formation.
- Masque utilisable par plusieurs patients, Mirage SoftGel convient parfaitement à un usage en milieu hospitalier.
- Très résistant, le Mirage SoftGel assure une performance continue et la réduction du nombre de plaintes et de rappels.

- **Doux, confortable, il convainc immédiatement**
- **Idéal pour les nouveaux patients**
- **Le confort tout au long du traitement**
 - **Une qualité et une fiabilité indiscutables**

PLÉBISCITÉ PAR LE PATIENT

- 8 patients sur 10 considèrent que le confort et la durabilité du Mirage SoftGel sont supérieurs au confort et à la durabilité des autres masques en gel*.

* Essais d'évaluation ResMed – Mirage SoftGel par rapport aux masques en gel de la concurrence



La molette de réglage MicroFit
avec 24 positions pour un meilleur ajustement et confort et une étanchéité accrue


L'entourage rigide unique de ResMed
est compatible avec la bulle du Mirage SoftGel et celle du Mirage Activa LT, ce qui se traduit par plus d'économies, plus de flexibilité et de rentabilité

Grâce à sa capacité de rotation à 360 °,
le coude permet un positionnement optimal du circuit

L'orifice de ventilation silencieux
diffuse l'air doucement et silencieusement, loin du conjoint



La partition du coude
aide au rinçage du CO₂ et réduit le niveau sonore



Bulle DoubleGel unique de Mirage SoftGel
La couche de gel clair fournit douceur et confort; la couche de gel bleu fournit support et stabilité

Les clips de harnais Set and forget
permettent de conserver les réglages optimaux du harnais et facilitent la pose et le retrait du masque

La pièce pivotante
permet de facilement raccorder et détacher le circuit respiratoire

CODES PRODUIT

Masque nasal Mirage SoftGel

| | |
|------------|-------|
| Small | 61605 |
| Medium | 61606 |
| Large | 61607 |
| Large Wide | 61608 |