

RESMED

Funcionamiento de la mascarilla en la que puede confiar

Mirage Quattro es una mascarilla facial que brinda un sellado y una comodidad superiores.

La mascarilla está fabricada por ResMed, empresa líder en tecnología de mascarillas. Nuestras mascarillas faciales siguen estableciendo los puntos de referencia y son elegidas por millones de usuarios (¡como usted!) alrededor del mundo.



Mirage Quattro

MASCARILLA FACIAL

Tecnología de cuarta generación

Comodidad personalizada

Liviana y silenciosa

Facilidades



Visite www.myresmed.com para obtener más información acerca de las mascarillas Mirage Quattro, incluso instrucciones de colocación paso a paso.


ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ó 1 800 424 0737 (llamada gratuita), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 ó 1 800 658 189 (llamada gratuita). Oficinas en Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, China, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza (para más detalles, consulte el sitio en Internet). Protegido por las patentes: AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Otras patentes pendientes. Protegido por los registros de diseño: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Otros registros pendientes. Mirage y Mirage Quattro son marcas de ResMed Ltd y Mirage está registrada en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © 2008 ResMed Ltd. 1011477/2 08 05

RESMED

Mirage Quattro™

MASCARILLA FACIAL

Información para el usuario



Comodidad personalizada

- **Se adapta a su perfil:** el disco MicroFit permite el ajuste preciso del apoyo de la frente mientras la mascarilla se encuentra en su cara. Sólo debe girar el disco para colocar la mascarilla en la posición más cómoda.
- **Se sella al contorno de su cara:** suave y flexible, la almohadilla de doble pared con tecnología de amortecimiento de aire sigue el contorno de su cara y ajusta suavemente el sellado a la misma.
- **Acomoda el movimiento de la mandíbula durante el sueño:** la almohadilla incluye una membrana móvil en la barbilla.
- **Amplia gama de tamaños:** extra pequeño (XS), pequeño (S), mediano (M) y grande (L)... podrá encontrar el tamaño ideal para usted.

Liviana y silenciosa

- **Se siente liviana sobre la cara:** el diseño funcional se ve elegante y se siente liviano.
- **Desempeño silencioso:** las ventilaciones integradas dispersan el aire suave y silenciosamente para que usted y su pareja puedan disfrutar de una tranquila noche de sueño.

Facilidades

- **Ajuste con el primer uso:** es fácil acostumbrarse a la mascarilla cuando ésta se ajusta bien, la primera vez que la coloque. Su mascarilla Mirage Quattro está diseñada para un buen ajuste, la primera vez y todas las veces.
- **Fácil de colocar y sacar:** arnés con cómodas trabas y ranuras.
- **Lista para usar:** el arnés con propiedad de "Fijar y Olvidar" guarda sus configuraciones después de los primeros ajustes.
- **Fácil de limpiar:** la menor cantidad de piezas de la mascarilla facilita su montaje y desmontaje.
- **Diseñada para su estilo de vida:** completo paquete de apoyo con bolsa de viaje, DVD con información para el cuidado de la mascarilla, guía de colocación rápida y guía del usuario.

Mirage Quattro

MASCARILLA FACIAL

Tecnología de cuarta generación

