

RESMED

Desempenho confiável

A Mirage Quattro é uma máscara facial que oferece vedação e conforto superiores.

Sua máscara é produzida pela ResMed, líder em tecnologia de máscaras. Nossas máscaras faciais continuam a servir de referência e são utilizadas com confiança por milhões de usuários (como você!) em todo o mundo.



Mirage Quattro

MÁSCARA FACIAL

Tecnologia de quarta geração

Conforto personalizado

Leve e silenciosa

Facilitando a vida



Visite www.myresmed.com para obter mais informações sobre a Mirage Quattro, incluindo instruções de ajuste passo a passo.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (chamada grátis), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (chamada grátis). Escritórios nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Brasil, Cingapura, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hong Kong, Japão, Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia, Suíça (ver detalhes no site). Protegidos pelas patentes: AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Outras patentes pendentes. Protegidos pelos registros de projetos: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Outros pendentes. Mirage e Mirage Quattro são marcas comerciais da ResMed Ltd e Mirage é uma marca registrada na Agência de Registros e Patentes dos Estados Unidos. As especificações podem mudar sem aviso prévio. © 2007 ResMed Ltd. 1011478/1 07 03

RESMED

Mirage Quattro™

MÁSCARA FACIAL

Informações para o usuário



Conforto personalizado

- **Adapta-se ao seu perfil** – o botão MicroFit permite ajustes precisos do suporte para a testa enquanto a máscara está sobre o rosto. Basta girar o botão para ajustar a máscara na posição mais confortável.
- **Veda seguindo seus contornos faciais** – macia e flexível, a almofada de parede dupla com tecnologia de amortecimento a ar segue os contornos do rosto e ajusta suavemente a vedação.
- **Acomoda o movimento do maxilar durante o sono** – a almofada inclui uma membrana móvel no queixo.
- **Grande variedade de tamanhos** – XP, P, M e G... você vai achar seu tamanho ideal.

Leve e silenciosa

- **Sensação de leveza sobre o rosto** – design eficiente é leve e tem aparência elegante.
- **Silenciosa** – orifício de ventilação incorporado dispersa o ar suave e silenciosamente, de forma que você e seu/sua parceiro(a) possam ter uma agradável noite de sono.

Facilitando a vida

- **Ajuste imediato** – é fácil se acostumar com a máscara porque ela se ajusta bem no primeiro uso. Sua Mirage Quattro foi projetada para um bom ajuste – primeira vez e sempre.
- **Fácil de colocar e retirar** – presilhas e ranhuras de arnês convenientes.
- **Pronta para usar** – arnês de ajuste simplificado mantém as configurações após o primeiro uso.
- **Fácil de limpar** – número menor de peças facilita montagem e desmontagem da máscara.
- **Projetada para seu estilo de vida** – amplo kit de suporte com bolsa de transporte, DVD de cuidados com a máscara, guia de ajuste rápido e manual do usuário.

Mirage Quattro

MÁSCARA FACIAL

Tecnologia de quarta geração

