

# RESMED

## Une performance de masque sur laquelle vous pouvez compter

Le Mirage Quattro est un masque facial offrant un haut niveau d'étanchéité et de confort.

Votre masque est un produit de ResMed, le leader de la technologie des masques. Nos masques faciaux continuent de faire office de référence et ont été adoptés par des millions d'utilisateurs (comme vous) de par le monde.



## Mirage Quattro

MASQUE FACIAL

Technologie de la quatrième génération

Confort personnalisé

Léger et silencieux

Facilité d'emploi accrue



Rendez-vous sur [www.myresmed.com](http://www.myresmed.com) pour de plus amples informations sur le Mirage Quattro, y compris des instructions de mise en place, étape par étape.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (numéro d'appel gratuit). ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (numéro d'appel gratuit). ResMed est présente en Allemagne, en Autriche, au Brésil, en Espagne, en Finlande, en France, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède et en Suisse (voir site Internet pour de plus amples informations). Protégé par les brevets suivants : AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Autres brevets en attente. Modèles déposés : AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Autres modèles en attente. Mirage et Mirage Quattro sont des marques commerciales de ResMed Ltd et Mirage est une marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. © 2007 ResMed Ltd. 1011479/1 07 03

# RESMED

## Mirage Quattro™

MASQUE FACIAL

Informations utilisateur



## Confort personnalisé

- **S'adapte à votre visage** : la molette de réglage MicroFit permet d'affiner l'ajustement du support frontal lorsque vous portez le masque. Il vous suffit de tourner la molette jusqu'à ce que le masque que soit dans la position qui vous convient le mieux.
- **Épouse les contours de votre visage** : souple et malléable, la bulle à double jupe élastique épouse les contours de votre visage et ajuste l'étanchéité en conséquence, tout en douceur.
- **Autorise les mouvements de la mâchoire pendant le sommeil** : la bulle comprend une membrane mobile au niveau du menton.
- **Grande variété de tailles** : Très petit, Petit, Médium et Large... il y en a forcément une pour vous!

## Léger et silencieux

- **Sensation de légèreté sur le visage** : le design rationalisé est esthétique et léger.
- **Performance silencieuse** : les orifices de ventilation intégrés dispersent l'air en douceur et en silence sans vous gêner, ni vous ni votre partenaire, afin que vous puissiez passer une bonne nuit de sommeil.

## Facilité d'emploi accrue

- **Ajustement parfait dès la première tentative** : s'habituer au masque est facile puisque son ajustement est parfait la première fois que vous le mettez. Votre Mirage Quattro a été conçu pour s'ajuster parfaitement... dès la première tentative.
- **Facile à mettre et à retirer** : clips et fentes pratiques du harnais.
- **Prêt à l'emploi** : le harnais Set-and-forget conserve vos réglages après le premier ajustement.
- **Facile à nettoyer** : la réduction du nombre de composants facilite le montage et le démontage de votre masque.
- **Conçu avec votre style de vie à l'esprit** : kit d'information complet avec sac de transport, DVD sur l'entretien du masque, guide de mise en place et guide utilisateur.

**Mirage Quattro**

MASQUE FACIAL

Technologie de la quatrième génération

