



S8 Escape™

Compacto sin concesiones

El S8 Escape™ de ResMed es el modelo CPAP estándar de la serie S8. Ha sido diseñado para su uso domiciliario o de viaje para el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) en pacientes adultos.

El dispositivo de CPAP S8 Escape es un dispositivo estándar de precio accesible y ofrece un conjunto de características avanzadas que dará mayor libertad a usted y sus pacientes.

El S8 Escape de ResMed cuenta con un muy completo conjunto de características y ofrece:

- Diseño pequeño, liviano, robusto e ideal para viajes
- Humidificación integrada opcional con el HumidAire 3i™
- Alimentación por 12 V ó 24 V de corriente continua mediante el transformador DC-12 de ResMed y conmutador automático de voltaje internacional
- Capacidades flexibles de gestión de datos del paciente, lo que incluye la tarjeta de datos ResScan™ que funciona con el sistema de gestión de paciente para PC de ResMed
- Exclusivo sistema de recordatorio para el paciente que aumenta las eficiencias comerciales y ofrece mayores oportunidades de ingresos
- Combinación exclusiva de gestión del paciente y funciones del sistema que le proporcionan su propio "Asistente Personal".

Soluciones flexibles para la comunicación

El exclusivo sistema ResMed de gestión de paciente aporta una solución de comunicación más flexible para el tratamiento con CPAP. Los profesionales del sueño ahora tienen la opción de manejar el tratamiento a distancia o directamente a través del dispositivo, o bien a través de la tarjeta de datos ResScan utilizando el software para PC de ResMed.

Tarjeta de datos ResScan

- Permite acceder a distancia a los datos almacenados del paciente.
- Actualiza los parámetros a distancia.
- Interactúa con la aplicación para PC de ResMed.
- La tarjeta reconoce el dispositivo al que está conectada. Los parámetros pueden configurarse específicamente para un paciente dado.
- Actúa como un conducto seguro para la transferencia de datos.



Humidificación integrada opcional

La acción exclusiva en doble espiral del HumidAire 3i le permite humidificar eficientemente el aire suministrado a las vías respiratorias del paciente durante el tratamiento con CPAP. El diseño elegante y compacto del humidificador se combina perfectamente con el S8 Escape para integrar un único dispositivo.

Exclusivo sistema de recordatorio de paciente incorporado

El profesional podrá fijar recordatorios personalizables en el S8 Escape que recordarán al paciente cuándo tiene que:

- ponerse en contacto con el médico o proveedor de atención domiciliaria
- cambiar el filtro
- encargar una nueva mascarilla
- realizar el mantenimiento del dispositivo
- devolver la tarjeta de datos ResScan.

Esta función exclusiva le permitirá optimizar la gestión y aumentar el nivel de ingresos.

CÓDIGO DE PRODUCTO

S8 Escape

América 33007

HumidAire 3i

América 33906

IDEAL PARA LOS PROFESIONALES DEL SUEÑO

- Sistema de recordatorio para el paciente — mejora la gestión del paciente y las oportunidades de un mayor nivel de ingresos
- Protección de la inversión — diseñado para integrarse con sistemas futuros
- Diseño modular — permite un manejo de existencias más eficiente
- Tarjeta de datos ResScan — se adapta a los cambios en las prácticas comerciales y facilita la adopción del tratamiento. Tanto los pacientes como los médicos clínicos pueden acceder fácilmente a la información y el tratamiento puede configurarse en forma profesional en todo momento y en cualquier lugar.
- Acceso por puerto serial y USB solamente cuando se requiera — proporciona al médico clínico un mayor control de acceso del paciente (cuando corresponde)

IDEAL PARA LOS PACIENTES

- Diseño compacto — discreto en el dormitorio y fácil de llevar de viaje
- Alimentación de 12 V ó 24 V de corriente continua — aplicación versátil
- Ajuste por altitud de 4 bandas — la libertad para viajar
- Función de ajuste de rampa — 0 a 45 minutos en incrementos de 5 minutos
- Menú simple pensado para el paciente — ofrece un acceso flexible al menú del paciente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PARA EL S8 ESCAPE ÚNICAMENTE)

Rendimiento

Rango de presión de funcionamiento (ajuste manual por altitud)
4–20 cm H₂O

Almacenamiento de datos

Los días y horas de uso se pueden consultar en el propio generador de aire. Los días de uso de las 180 sesiones más recientes se pueden consultar localmente y a distancia a través de la aplicación para PC

Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad)

112 mm x 164 mm x 145 mm
(4,6" x 6,5" x 5,7")

Peso

Generador de aire: 1,3 kg (2,9 lbs)

Rango de alimentación:

100–240 V CA, 50/60 Hz, 12 V ó 24 V CC mediante el transformador DC-12 de ResMed. Sírvase consultar el Manual del Usuario para obtener información sobre los valores de consumo de energía para condiciones de tratamiento normales

Construcción de la carcasa

Termoplástico de ingeniería ignífuga

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: +5°C a +40°C
(+41°F a +104°F)

Filtro de aire

Dos capas de fibra de poliéster no entrelazada, con unión de polvo

Tubo de aire

Plástico flexible, 2m (6'6") de largo

Clasificación

Clase II (doble aislación),
Tipo CF
IPX1 US FCC Part 15, Clase B*
CEI 60601-1

*Consultar con el departamento médico del transportista antes de utilizarlo a bordo de una aeronave.

Nota: El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.