

## Liste de compatibilité entre les masques et les appareils

Ce document liste les masques compatibles avec les appareils de pression positive ResMed ainsi que le réglage de masque requis le cas échéant. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ces appareils, veuillez vous référer aux guides utilisateur correspondants. **Remarque** : certains de ces produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

### Masques faciaux

Appareil	Mirage Quattro™	Mirage Liberty™	Ultra Mirage	Facial pour milieu médical
S9 AutoSet™	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 Elite™	Facial	Facial	Facial	Facial
C-Series Tango™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
S7 Elite	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
S8 AutoSet Vantage™	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
S8 Compact™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
S8 Elite™	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
S8 Escape™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
S8 AutoSet™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Elite™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™ II	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
VPAP™ III VPAP™ III ST-A	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VPAP Adapt SV™	FACIAL	FACIAL <sup>1</sup>	FACIAL	FACIAL
VPAP™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP Malibu™	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VPAP™ S VPAP™ ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

<sup>1</sup> SmartStop est susceptible de ne pas fonctionner comme décrit lorsque le masque est utilisé avec la VPAP Adapt SV de ResMed.

## Masques nasaux

Appareil	Mirage™ SoftGel	Mirage Activa™ LT	Mirage Micro™	Ultra Mirage II	Mirage Kidsta™	Mirage Activa™	Mirage Vista™	Nasal pour milieu médical
S9 AutoSet™	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Elite™	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.							
S7 Elite	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.							
S8 Elite™	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.							
S8 AutoSet™ II	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD
S8 Elite™ II	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™ II	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.							
VPAP™ III VPAP™ III ST-A	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP Adapt SV™	ACTIVA	ACTIVA	VISTA <sup>1</sup>	ULTRA	VISTA	ACTIVA	VISTA	VISTA
VPAP™ Auto 25	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD
VPAP Malibu™	N/V	N/V	MERIDIAN	ULTRA	VISTA	N/V	VISTA	MERIDIAN
VPAP™ S VPAP™ ST	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	ULTRA	STANDARD	ACTIVA	STANDARD	STANDARD

<sup>1</sup> SmartStop est susceptible de ne pas fonctionner comme décrit lorsque le masque est utilisé avec la VPAP Adapt SV de ResMed.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

## Masque narinaire

Appareil	Swift™ FX	Swift™ Lt for Her	Swift™ LT	Mirage Swift™ II
S9 AutoSet™	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
S9 Elite™	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
C-Series Tango™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
S7 Elite	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8 AutoSet Vantage™	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
S8 Elite™	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
S8 AutoSet™ II	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Elite™ II	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™ II	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
VPAP™ III VPAP™ III ST-A	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP Adapt SV™	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Auto 25	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP Malibu™	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S VPAP™ ST	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

Fabriqué par: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australie. Distribué par: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 Etats-Unis. ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY Royaume-Uni. Veuillez consulter le site [www.resmed.com](http://www.resmed.com) pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde.

Tango, S7, AutoSet, S8, S8 AutoSet Vantage, AutoScore, S8 Compact, S8 Elite, S8 Escape, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Malibu, Mirage, Ultra Mirage, Mirage Quattro, Mirage Liberty, Mirage Vista, Activa, Kidsta, Swift et Mirage Swift sont des marques commerciales de ResMed Ltd.

© 2010 ResMed Ltd. 1013348-FrC/4 10 01