



Mirage Liberty™

FULL FACE MASKE

FULL FACE FREIHEIT

Minimalistisch: Die Mirage Liberty gibt Patienten, dank ihres minimalistischen Designs, ein ganz neues Gefühl der Freiheit und bietet somit eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Full Face Masken.

Komfortabel: Das doppelwandige Mirage™-Maskenkissen und die doppelwandigen Nasenpolster mit Trampolineffekt verbessern den Komfort um Mund und Nase.

Sicher: Stützendes Kopfband hält die Maske sicher in Position und sorgt somit für eine stabilen Sitz.

Leicht: Mit einem wesentlich geringeren Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Full Face Masken ist die Mirage Liberty eine der leichtesten Full Face Masken auf dem Markt.

Doppelwandige Nasenpolster mit Trampolineffekt

passen sich an die verschiedenen Abstände zwischen Mund und Nase sowie unterschiedlichen Winkeln und Nasenkonturen an.

Stützendes Kopfband mit stabilisierenden Elementen

Behält auch beim Abnehmen seine Form bei und bietet dem Benutzer Stabilität bei Bewegungen im Schlaf.

Integrierte Luftauslassöffnungen

sorgen für minimales Geräuschniveau.

Schnell abzunehmendes Kniestück

ermöglicht einfaches Trennen von der Maske.

Sicherheitsventil

erhöht die Sicherheit, wenn der Luftfluss zur Maske behindert ist.

Doppelwandiges Mirage-Maskenkissen

sorgt für hervorragende Abdichtung sogar bei Kinnbewegungen bzw. Mundöffnung – kein Kinnriemen erforderlich.

Kopfbandclips

ermöglichen das praktische Abnehmen der Maske.

TECHNISCHES HIGHLIGHT

Doppelwandige Nasenpolster mit Trampolineffekt

- Dünne Außenwand ist weich, bequem und dichtet gut ab; dicke Innenwand sorgt für Stabilität.
- Luftfluss zwischen den beiden Wänden erleichtert das Anschmiegen der Polster an die Nasenkonturen.
- Trampolineffekt sorgt für Ausrichtung der Polster entsprechend dem Nasenwinkel und dem Abstand zwischen Nase und Mund.
- Polster sind einzeln frei beweglich und sitzen sanft an den Nasenlöchern.



Polster können entsprechend der Nase und den einzelnen Nasenlöchern ausgerichtet werden. Sie sind in verschiedenen Winkeln positionierbar und somit den Gesichtskonturen individuell anpassbar.



VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

Weniger Maske, mehr Freiheit.

- Freies Sichtfeld.
- Mehr Bewegungsfreiheit beim Lesen, Fernsehen und für Brillenträger.
- Weniger Hautkontakt – geringeres Risiko von Hautreizungen.
- Leichtes Gefühl auf dem Gesicht.

Leistung mit Komfort.

- Konturengerechtes Mundkissen gleicht Kieferbewegungen und Leckagen aus.
- Besserer Halt und Komfort dank des Kopfbandes mit stabilisierenden Elementen.

Anwenderfreundlich

- Doppelwandiges Mundkissen und Nasenpolster mit Trampolineffekt erleichtern das Erreichen von einem besseren Sitz – beim ersten Mal und jedes Mal danach.
- Weniger Maskenteile sorgen für einfachen Zusammen- und Auseinanderbau.

VORTEILE FÜR DEN MEDIZINER UND FACHHÄNDLER

Zwei Größen passen 90% aller Patienten.

- Full Face Maske für über 90% aller Benutzer (basierend auf Studien verschiedener Gesichtstypen auf der ganzen Welt).*

Sicherer Sitz beim ersten Anpassen

- Ein sicherer Sitz beim ersten Anpassen verringert Rückrufe und wiederholtes Maskenanpassen.
- Doppelwandiges Mundkissen und Nasenpolster mit Trampolineffekt erleichtern den optimalen Sitz – beim ersten Mal und jedes Mal danach.

Weniger Inventar

- Nur zwei Artikelnummern für das komplette Maskensystem.
- Möglichst wenige Maskenteile.

Umfassendes Supportpaket für Benutzer

- Reise- und Aufbewahrungstasche
- DVD zur Maskenpflege
- Kurzanleitung für die Anpassung
- Gebrauchsanweisung

ARTIKELNUMMERN

Mirage Liberty Full Face Maske

(drei Nasenpolstergrößen S, M, L im Lieferumfang der Maske enthalten)

Europa 1¹

Small	61302
Large	61303

Europa 2²

Small	61304
Large	61305

Europa 3³

Small	61314
Large	61315

Frankreich

Small	61306
Large	61307

Großbritannien

Small	61308
Large	61309

Asien-Pazifik

Small	61312
Large	61313

Australien/Neuseeland

Small	61310
Large	61311

¹ Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Holländisch.

² Englisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Ungarisch, Polnisch und Griechisch

³ Englisch, Russisch, Türkisch, Tschechisch, Estnisch, Slowenisch, Slowakisch, Bulgarisch, Rumänisch, Lettisch und Litauisch

* Quelle: Interne, anthropometrische Daten von ResMed