



Mirage Liberty™

MASCHERA ORO-NASALE

LIBERTÀ PER TUTTO IL VISO

Minimalista: Mirage Liberty mette il design minimalista al servizio delle maschere oro-nasali dando un senso di libertà a chi la usa e offrendo un'alternativa alle maschere oro-nasali convenzionali.

Confortevole: il design a doppia parete dei cuscinetti nasali ad azione elastica e del cuscinetto per bocca Mirage™ migliora il comfort di bocca e naso.

Stabile: il copricapo di supporto mantiene la maschera in posizione e assicura una performance stabile.

Leggera: Mirage Liberty è una delle maschere oro-nasali più leggere sul mercato, e pesa molto meno sia delle maschere similari sia delle maschere oro-nasali convenzionali.

I cuscinetti nasali a doppia parete con azione elastica

si modellano a seconda di distanza tra naso e bocca, angolazione e contorno del naso

Il copricapo di supporto con stabilizzatori mantiene

la sua forma anche quando viene tolto e dà stabilità all'utente se si muove durante il sonno

I fori integrati per l'esalazione

riducono la rumorosità

Il gomito a rilascio rapido

si stacca facilmente dalla maschera

La valvola anti-asfissia

aumenta la sicurezza in presenza d'impedimenti del flusso d'aria alla maschera

Il cuscinetto Mirage a doppia parete

offre un'eccezionale tenuta e asseconda il movimento della mascella, senza bisogno della cinghia sottostante

I fermagli del copricapo facili da riposizionare agevolano il compito di togliersi la maschera

ASPETTI TECNOLOGICI SALIENTI

Cuscinetti nasali a doppia parete con azione elastica

- La sottile parete esterna è morbida e confortevole, mentre la parete interna è più spessa e assicura una tenuta efficace.
- Il flusso d'aria tra le due pareti aiuta i cuscinetti a modellarsi secondo il profilo nasale.
- L'azione elastica sistema i cuscinetti secondo l'angolazione del naso e la distanza tra naso e bocca.
- I cuscinetti poggiano delicatamente all'ingresso delle narici, e si muovono indipendentemente l'uno dall'altro.



I cuscinetti possono essere allineati al naso come pure a ciascuna narice. I cuscinetti possono essere posizionati a varie angolazioni secondo le caratteristiche peculiari del viso.



BENEFICI PER L'UTENTE

Meno maschera, più libertà

- Nessun ostacolo per il campo visivo
- Libertà di leggere, guardare la televisione e indossare gli occhiali
- Minor contatto con la pelle, e pertanto minor rischio d'irritazione
- Non grava sul viso

Il comfort si sposa con la performance

- Il cuscinetto per la bocca modellato asseconda il movimento della mascella e le fuoriuscite d'aria dalla bocca
- Il copricapo di supporto con stabilizzatori aumenta stabilità e comfort

Più facile da usare

- Il cuscinetto per la bocca a doppia parete e i cuscinetti nasali con azione elastica consentono di ottenere una tenuta ottimale fin da subito e di mantenere la configurazione per gli usi successivi
- Il minor numero di parti facilita montaggio e smontaggio

BENEFICI PROFESSIONALI

La percentuale di utenti che possono far uso della maschera sale a oltre il 90%

- La scelta della maschera oro-nasale diventa alla portata di oltre il 90% degli utenti (sulla base di studi delle diverse conformazioni del viso in tutto il mondo)*

Tenuta ideale al primo tentativo

- La Mirage Liberty è facile da indossare e riduce le chiamate d'assistenza e le uscite per la messa a punto della tenuta
- Il cuscinetto per bocca e i cuscinetti nasali con azione elastica a doppia parete consentono di ottenere una tenuta ottimale fin da subito e di mantenere la configurazione per gli usi successivi

Riduzione delle giacenze

- Solo due codici di prodotto per la maschera completa
- Numero ridotto di parti

Pacchetto di supporto completo per l'utente

- Borsa da viaggio e custodia
- DVD sulla cura della maschera
- Guida rapida all'applicazione
- Guida per l'utente

CODICI PRODOTTO

Maschera oro-nasale Mirage Liberty

(cuscinetti di tre misure S, M, L in dotazione con ciascuna maschera)

Europa 1¹	
Small	61302
Large	61303

Europa 2²	
Small	61304
Large	61305

Europa 3³	
Small	61314
Large	61315

Francia	
Small	61306
Large	61307

Regno Unito	
Small	61308
Large	61309

Asia-Pacifico	
Small	61312
Large	61313

Australia-NZ	
Small	61310
Large	61311

¹ Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, e olandese

² Inglese, svedese, norvegese, danese, finlandese, ungherese, polacco e greco

³ Inglese, russo, turco, ceco, estone, sloveno, slovacco, bulgaro, romeno, lettone e lituano

* Fonte: dati antropometrici interni ResMed