

Ultra Mirage™ Full Face Mask

Die ultimative Lösung für Mundleckagen

Das Atmen durch den Mund und Leckagen sind häufige Probleme bei Patienten, die mit CPAP- oder Bilevel-Geräten behandelt werden. Diese Probleme beeinträchtigen die Wirksamkeit der Behandlung und führen zu Unbehagen und Schlaffragmentierung, welche Non-Compliance seitens des Patienten und

einen Abbruch der Behandlung zur Folge haben können.

Die neue Ultra Mirage™ Full Face Maske von ResMed deckt sowohl Nase als auch Mund ab und gewährleistet somit eine wirksame Behandlung, auch im Falle von Mundatmung oder Leckagen.

**Schnell zu öffnende Kopfbandclips:
Oben und unten**

ermöglichen das Abnehmen der Maske ohne erneute Einstellung des Kopfbandes und sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz

Einstellbares Stirnbauteil

bietet vier Positionen und sorgt damit für besten Sitz und höchste Stabilität

Luftauslassöffnung

sorgt für eine hervorragende CO₂-Auswaschung bei nur minimaler Geräuschentwicklung

Sicherheitsventil

ermöglicht dem Patienten das Einatmen frischer Luft, wenn der Flussgenerator keinen Luftstrom bereitstellt



Flexible Stirnpolster

Schmetterlings-Design verteilt den Druck gleichmäßig und passt sich der Stirnform des Patienten an

Doppelwandiger Mirage-Maskeneinsatz

verringert den Druck auf den Nasenrücken und sorgt für optimalen Sitz und höchsten Komfort

Kniestück drehbar um 360°

sorgt für Kontrolle über das Schlauchsystem

Abnehmbarer Schlauchadapter

ermöglicht eine schnelle Abtrennung der Maske vom Luftschlauchsystem

Technisches Highlight – einstellbares Stirnbauteil und Stirnpolster

Das einstellbare Stirnbauteil sorgt für eine ganz neue Dimension in Sachen sicherer Maskensitz.

- Es bietet hervorragende Stabilität, indem es die Bewegungsfreiheit der Maske auf dem Gesicht minimiert. Der Maskensitz bleibt auch dann erhalten, wenn sich der Patient im Schlaf bewegt.

- Vier frei wählbare Rasterpositionen stellen den optimalen Sitz und höchsten Komfort sicher.
- Die flexiblen Stirnpolster passen sich selbstständig der Stirnform des Patienten an.
- So wird der anfallende Druck gleichmäßig verteilt und wirkt weniger störend.



Vorteile für den Patienten

• Verlässlicher Komfort durch bewährte Technologie

Die Mirage-Maskeneinsatztechnologie reduziert den Druck auf die Nase und optimiert Maskensitz und Komfort.

• Hervorragender Sitz durch höchste Stabilität

Das einstellbare Stirnbauteil und die ergonomisch geformten Stirnpolster tragen zu einem sicheren Maskensitz bei, selbst wenn sich der Patient bewegt.

• Anwenderfreundlichkeit

Bequem zu öffnende Kopfbandclips ermöglichen ein schnelles und einfaches Aufsetzen und Abnehmen der Maske. Ist das Kopfband einmal angepasst, muss es nicht erneut eingestellt werden.

Vorteile für den Arzt

• Die Gewissheit, eine wirksame Behandlung zur Verfügung zu stellen

- Da die Maske sowohl Mund als auch Nase abdeckt, sorgt sie für eine wirksame Behandlung selbst im Falle der Mundatmung.

- Die Verringerung der Auswirkungen der Mundatmung hilft, die Patienten-Compliance zu optimieren.

• Gewissheit

- Minimaler Totraum, überragende Luftstromeigenschaften und integrierte Luftauslassöffnungen für hervorragende CO₂-Auswaschung.
- Schnell zu öffnende Kopfbandclips ermöglichen das schnelle Abnehmen der Maske.
- Integriertes Sicherheitsventil erlaubt die Einatmung frischer Luft, wenn der Flussgenerator keinen Luftfluss bereitstellt.

• Effiziente Auswahl der richtigen Maskengröße

- 3-D-Anpassungsschablonen helfen, die Maske schon beim ersten Versuch erfolgreich anzupassen.
- Anpassschablonen helfen, Anpassungszeiten zu reduzieren und spätere Nachfragen zu verringern.

Ultra Mirage Full Face Maskensystem Artikelnummern

Nord- und Südamerika

Small Standard	60600
Small Shallow	60601
Medium Standard	60602
Medium Shallow	60603
Large Standard	60604
Large Shallow	60605

Europa und asiatisch-pazifischer Raum

Small Standard	60610
Small Shallow	60611
Medium Standard	60612
Medium Shallow	60613
Large Standard	60614
Large Shallow	60615