

## Ultra Mirage™

FULL FACE MASKE OHNE LUFTAUSLASSÖFFNUNGEN

Die sichere Wahl bei nicht-invasiver Beatmung

Die Ultra Mirage NV Full Face Maske ohne Luftauslassöffnungen von ResMed bietet herausragenden und sicheren Sitz sowie optimalen Komfort bei nicht-invasiver Beatmung zu Hause oder im Krankenhaus.

Die Ultra Mirage NV Full Face Maske bietet alle Vorteile der ursprünglichen Mirage™ Serie 2 Full Face Maske ohne Luftauslassöffnungen.

Darüber hinaus besticht sie mit neuen Features und Designverbesserungen zur Optimierung von Therapie, Benutzerfreundlichkeit und Komfort.

Die einzigartige, verstellbare Stirnstütze ermöglicht die individuelle Anpassung an jeden Patienten.

Die effektivste Position kann ausgewählt werden, während der Patient die Maske trägt. Dadurch kann ein optimaler und sicherer Sitz erreicht werden.

**Die Maske wird mit vier Clips (oben und unten) am Maskenrahmen befestigt**

So kann die Maske ohne Verstellen des Kopfbandes bequem und sicher aufgesetzt und abgenommen werden

**Verstellbare Stirnstütze**


Vier individuell verstellbare Positionen gewährleisten besseren Sitz sowie Sicherheit und Komfort

**Doppelwandiges Mirage-Maskenkissen**

Dank patentierter ResMed-Technik wird dem Patienten auch bei Bewegungen im Schlaf ein wirksamer Sitz der Maske gewährleistet

**360° Drehadapter**

Bietet Flexibilität und Kontrolle über das Atemschlauchsystem und gewährleistet optimale Nutzbarkeit sowie Komfort und Mobilität



**Flexible Stirnpolster**

Ergonomisches Design, das den Druck gleichmäßig verteilt und sich an die Stirnform des Patienten anpasst

**Transparenter Rahmen**

Dank des transparenten Rahmens kann die Pflegeperson das Gesicht des Patienten während der Therapie beobachten

**Schnell zu öffnende Kopfbandsclips**

Einfaches Öffnen im Notfall und problemloses Anpassen durch die Pflegeperson, selbst wenn der Patient im Bett liegt

**Blaugetönter Winkeladapter für höhere Sicherheit**

Speziell entworfen, um eine Verwechslung mit dem transparenten Winkeladapter für ResMed-Masken mit Luftauslassöffnungen zu verhindern

## TECHNISCHE HIGHLIGHTS

### Verstellbare Stirnstütze – bietet einen wirksamen Sitz, selbst wenn sich der Patient bewegt oder den Mund öffnet

- Dank vier verstellbarer Positionen kann mit der Stirnstütze der Sitz optimiert und der Komfort maximiert werden.
- Durch Einstellung der effektivsten Position bleibt selbst bei leichten Bewegungen des Patienten, wie z. B. wenn der Patient den Mund öffnet, der sichere Sitz der Maske erhalten.
- Die flexiblen Stirnpolster passen sich selbständig der Stirnform des Patienten an. So wird der anfallende Druck über eine größere Fläche gleichmäßig verteilt und wirkt weniger störend.



## Vorteile für den Patienten

### Bewährte Technologie, zuverlässiger Komfort

- Die Doppelwandtechnologie der Mirage-Maske reduziert den Druck auf die Nase und optimiert so den Sitz und Komfort.
- Der praktische 360° Drehadapter bietet zusätzliche Sicherheit.

### Zusicherung, dass die verschriebene Therapie durchgeführt wird

- Hervorragender Sitz und Stabilität bieten dem Patienten Sicherheit und Entspannung.

### Anwenderfreundlichkeit

- Schnell zu öffnende Kopfbandclips ermöglichen ein schnelles und einfaches Aufsetzen und Abnehmen der Maske.
- Ist das Kopfband einmal angepasst, muss es nicht erneut eingestellt werden.

## Vorteile für den medizinischen Anwender

### Die Gewissheit, eine wirksame Behandlung zur Verfügung zu stellen

- Da die Maske sowohl Mund als auch Nase abdeckt, sorgt sie für eine wirksame Behandlung, selbst im Falle von Mundatmung.

### Bewährt und zuverlässig mit erwiesener Qualität und Technologie

- Die patentierte Doppelwandtechnologie der Mirage-Maske von ResMed fördert die Compliance durch verbesserten Sitz und Komfort.

### Schnell zu öffnende Kopfbandclips

- Ermöglichen das einfache Lösen der Maske vom Kopfband, ohne den Patienten zu stören.
- Vier Clips (anstatt zwei) sorgen für einfacheres und schnelleres An- und Ablegen der Maske.

### Effiziente Auswahl der richtigen Maskengröße

- 3D-Anpassungsschablonen ermöglichen eine unmittelbare optimale Anpassung.
- Die Verwendung von Schablonen kann außerdem die Maskenanpassungszeit reduzieren.

## ARTIKELNUMMERN

### Ultra Mirage Full Face Maske ohne Luftauslassöffnungen

#### Europa (Gruppe 1\*), Australien/Neuseeland, Asien-Pazifik

Small, flach	<b>60642</b>
Small, Standard	<b>60643</b>
Medium, flach	<b>60644</b>
Medium, Standard	<b>60645</b>
Large, flach	<b>60646</b>
Large, Standard	<b>60647</b>

Informationen für Benutzer in Europa sind in den folgenden Sprachen erhältlich:

\*1: Englisch (GB), Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Holländisch