

## Elisée® 150

Heimbeatmung

Druck- und volumenkontrolliertes Beatmungsgerät  
zur invasiven und nicht invasiven Beatmung



## Elisée® 150 – näher am Patienten.

Elisée® 150 Beatmungsgeräte wurden speziell an die Bedürfnisse und Anforderungen des Patienten und Bedieners angepasst.



### Für die pädiatrische Beatmung geeignet

- Auch Kinder können mit Einfach- oder Doppelschlauchsystem komfortabel und adäquat versorgt werden.
- Mit einem Tidalvolumen  $V_t$  von mind. 50 ml und einer Frequenz  $f$  bis 80 1/min kann nahezu jedes pädiatrische Patientenkollektiv effizient versorgt werden.

### Technische Daten

<b>Beschreibung</b>	Elisée 150
Einsatzbereich	Heimtherapie
Antriebsart	Turbine
<b>Anwendung</b>	
Invasiv	X
Nicht-Invasiv	X
Kinder	X
Erwachsene	X
Doppelschlauchsystem	X
Einschlauchsystem	X
<b>Beatmungsmodi</b>	
CPAP	
PSV + F	X
PSV	X
(A)PCV	X
V(A)C	X
SIMV Druck	X
SIMV Volumen	X
PS.Tv	X
<b>Zusatzfunktionen</b>	
Seufzer	X
Verneblersteuerung	
Speicherbare Beatmungsprogramme	2
Statische R, C auto. und manuell	
In- und Exspiratorische Pause	
P0,1	

### Beatmungskomfort

- Zuhause kann der Patient zwischen zwei Beatmungsprogrammen wählen, die speziell auf ihn zugeschnitten sind.
- Präzise Flow- und Drucksensoren sorgen für eine zuverlässige und effiziente Beatmung.

### Leichte Handhabung und Bedienung

Der einzigartige Touchscreen mit dem großen LCD-Display bietet eine übersichtliche Darstellung auf alle einzustellenden Parameter

- Einfache Einstellung der Parameter
- Übersichtliche Darstellung der Druck- und Flowkurven
- Zwei individuell speicherbare Patientenbeatmungsprogramme zur komfortablen Änderung des Beatmungsmodus während der Beatmung
- Spezielle Alarmmenüs und Patientenüberwachungsfunktionen
- Tastensperre gegen ungewolltes Verstellen



### Sauerstoff

Niederdruckeingang	X
Hochdruckeingang	
O <sub>2</sub> -100%, 2 Minuten	

### Trends

Ereignisse	X
Grafische Trends	

### Bildschirm

Touchscreen	X
-------------	---

### Technische Daten

Netz	230 V
Externe Spannung	12-28 V
Interner Akku	5 - 7 Std.
Anklickbarer Akku	5 - 7 Std.
Gewicht inkl. anklickbarem Netzteil	5,2 Kg

### Konformität:

CE 0197; Elisée® Beatmungsgeräte sind konform mit den Anforderungen der Richtlinie 93/43 EWG und dem Gesetz über Medizinprodukte (MPG)

Technische Änderungen vorbehalten.

Vertrieb durch:

**ResMed GmbH & Co. KG**  
Fraunhoferstraße 16  
82152 Martinsried  
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 800 / 2 777 000  
Telefax +49 (0) 800 / 2 770 600  
E-Mail reception@resmed.de  
Internet www.resmed.de

**Höfner Medizintechnik GmbH**  
Große Bauerngasse 58  
91315 Höchstädt / Aisch  
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 9193 / 6331- 0  
Telefax +41 (0) 9193 / 6331- 30  
E-Mail medizintechnik@hoefner.de  
Internet www.hoefner.de

**ResMed Schweiz AG**  
Viaduktstrasse 40  
4051 Basel  
SCHWEIZ

Telefon +41 (0) 800 00 2500  
Telefax +41 (0) 61 / 307 9722  
E-Mail info@resmed.ch  
Internet www.resmed.ch

**ResMed Austria Medizintechnik GmbH**  
Purtscherstraße 18  
9500 Villach  
ÖSTERREICH

Telefon +43 (0) 4242 / 43 08 30  
Telefax +43 (0) 4242 / 43 08 30-4  
E-Mail info@resmed.at  
Internet www.resmed.at