



Liste der mit den Datenmanagementgeräten kompatiblen Geräte

Deutsch

In diesem Anhang sind die Geräte aufgeführt, die mit den aufgelisteten Datenmanagementgeräten von ResMed kompatibel sind. Vollständige Anweisungen zur richtigen Verwendung dieser Geräte finden Sie in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

Hinweis: Einige Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich.

	ResScan™ 5.8	EasyCare Tx / Tx Link 8.6	AirView™	RCM	RCMH*
AirMini™			✓		
AirSense 10 / AirCurve 10 Series					
AirSense™ 10 AutoSet / AirSense™ 10 AutoSet for Her	✓	✓	✓		
AirSense™ 10 Elite	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 CS PaceWave™	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 S	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 ST	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 VAuto	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 ST	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 VAuto	✓	✓	✓		
Lumis Series					
Lumis™ 100 VPAP S	✓	✓	✓		
Lumis™ 100 VPAP ST	✓	✓	✓		
Lumis™ 150 VPAP ST	✓	✓	✓		
Lumis™ 100 VPAP ST-A	✓	✓	✓		
Lumis™ 150 VPAP ST-A	✓	✓	✓		
S9 Series					
Auto 25 (S9)	✓	✓			
AutoSet CS-A (S9 PaceWave™)	✓	✓			
AutoSet CS™ (S9 PaceWave™)	✓	✓	✓		
AutoSet CS™ (S9)	✓	✓	✓		
S9 AutoSet™	✓	✓	✓		
S9 Elite™	✓	✓	✓		
S9 Escape™	✓	✓			
S9 Escape™ Auto	✓	✓			
S9 VPAP™ Tx		✓			
V-Auto (S9)	✓	✓	✓		
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave™)	✓	✓			
VPAP™ Adapt (S9)	✓	✓			
VPAP™ ST (S9 iVAPS)	✓	✓	✓		
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	✓	✓			
VPAP™ ST-A (S9)	✓	✓	✓		
VPAP™ S (S9)	✓	✓			
VPAP™ ST (S9)	✓	✓	✓		
S8 Series					
S8 AutoScore™	✓	✓			
S8 AutoScore™ II	✓	✓			
S8 AutoSet Spirit™	✓	✓			



	ResScan™ 5.8	EasyCare Tx / Tx Link 8.6	AirView™	RCM	RCMH*
S8 AutoSet Spirit™ II	✓	✓			
S8 AutoSet Vantage™	✓	✓			
S8 AutoSet™ II	✓	✓			
S8 Elite™	✓				
S8 Elite™ II	✓	✓			
S8™ Auto 25	✓	✓			
VPAP™ IV Series	✓	✓			
S7 Series					
AutoSet CS™ 2	✓	✓			
S7 AutoSet Spirit™	✓				
S7 Elite™	✓				
VPAP™ Adapt SV	✓				
VPAP™ II Series	✓				
VPAP™ III Series	✓	✓			
VPAP™ III ST-A mit QuickNav	✓	✓			
Beatmungsgeräte					
Astral™ 100	✓		✓	✓	✓
Astral™ 150	✓		✓	✓	✓
Stellar™ 100	✓	✓	✓	✓	
Stellar™ 150	✓	✓	✓	✓	
Elisée™ 150	✓				
VS III™	✓				
Schlafuntersuchungsgerät					
ApneaLink™ Air			✓		
Nox T3™			✓		

RCM – ResMed Connectivity Module (Verbindungsmodul)

RCMH – ResMed Connectivity Module Hospital

* Eine Liste der verfügbaren Daten zur Verwendung durch das EKA-System findet sich auf www.resmed.com/downloads/devices/RCMH.

 **MANUFACTURER** ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

Informationen zu weiteren Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Informationen über. AirMini, AirSense, AirCurve, AirView, Astral, ApneaLink, Lumis, S8, S9, Stellar, VPAP, AutoSet, S9 Escape, S9 Elite, S9 Escape Auto, S8 Elite, S8 AutoSet Vantage, PaceWave, ResScan, VPAP Tx, S8 AutoSet, S9 AutoSet, S9 Auto 25, VS III, Elisée, VPAP Adapt SV, AutoSet CS, S8 AutoScore, S8 AutoSet Spirit und VPAP sind Marken und/oder registrierte Marken der ResMed Unternehmensfamilie. Patente und anderes geistiges Eigentum sind ResMed.com/ip zu entnehmen. Nox T3 ist eine Marke von Nox Medical. © 2017 ResMed Ltd. 1018034/13 2017-07