



Kompatibilitätsliste Atemluftbefeuchter/Gerä

Deutsch

In diesem Anhang sind die mit den Atemluftbefeuchtern von ResMed kompatiblen Geräte aufgeführt. Vollständige Anweisungen zur richtigen Verwendung dieser Geräte finden Sie in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

Hinweis: Einige Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich.

Gerät	Warmluftbefeuchter						Externer Atemluftbefeuchter	Passive Atemluftbefeuchter	
	HumidAire 2i™	HumidAire 3i™ H3i Plus™	H4i™	H4i™ für Stellar	H5i™ / H5i™ for Her	HumidAir™	HumiCare™ D900	Passover	HumidAire 2iC™
AirSense™ 10, AirCurve™ 10						✓			
Lumis™						✓			
AutoSet™ CS (S9)					✓				
AutoSet CS™ (S9 PaceWave), AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)					✓		✓		
AutoSet Spirit™	✓							✓	✓
Auto 25 (S9)					✓				
S7™ Serie	✓							✓	✓
S8 AutoScore™, S8 AutoSet Vantage™, S8 AutoSet Spirit™		✓	✓						
S8 Escape™, S8 Lightweight™		✓	✓					✓	
S8 Escape™ II		✓	✓						
S8 Elite™ II, S8 AutoSet Spirit™ II		✓	✓						
S9 AutoSet™, S9 Elite™, S9 Escape™, S9 Escape™ Auto					✓				
VPAP™ III Serie	✓							✓	✓
VPAP™ III ST-A mit QuickNav	✓								✓
VPAP™ Adapt SV	✓								✓
VPAP™ Adapt (S9)					✓				
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)					✓		✓		
V-Auto (S9)					✓				
VPAP™ S (S9), VPAP™ ST (S9), VPAP™ ST-A (S9), VPAP™ ST (S9 iVAPS), VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)					✓		✓		
VPAP™ IV			✓						
VPAP™ Tx	✓								
VPAP Malibu™	✓								
Lumis™ Tx					✓		✓		
Stellar™				✓			✓		
VS III™							✓		
Elisée™							✓		



MANUFACTURER

Stellar

ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr. 16 82152 Martinsried
Deutschland

VS III / VS Ultra / VS Integra

ResMed Paris 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel Frankreich

Alle anderen

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153
Australien

VERTRIEB

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
EC REP ResMed (UK) (für Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire
OX14 4RW Grossbritannien

Informationen zu weiteren Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. Patentinformationen finden Sie unter www.resmed.com/ip. AirSense, AirCurve, HumidAir, S8, S9, Lumis, Stellar, PaceWave und VPAP sind Marken der ResMed Ltd. S9, Stellar und VPAP ist beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. Elisée und VS III sind Marken der ResMed Paris SAS. © 2015 ResMed Ltd. 1017980/2 2015-04

ResMed.com