



# Liste de compatibilité entre les masques et les appareils

Français

Ce document liste les masques compatibles avec les appareils de pression positive ResMed ainsi que le réglage de masque requis le cas échéant. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ces appareils, veuillez vous référer aux manuels utilisateur correspondants.

Remarque : certains de ces produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

## Masques faciaux

Appareil	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Facial pour milieu médical
AirMini	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
Gamme Air 10	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
Lumis™	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 Escape™	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL <sup>1</sup>	FACIAL
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H <sub>2</sub> O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H <sub>2</sub> O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP IV ST	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL <sup>1</sup>	FACIAL

Appareil	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Facial pour milieu médical
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	FACIAL	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
Stellar™	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	FACIAL	N/V	FACIAL	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL

<sup>1</sup> SmartStop est susceptible de ne pas fonctionner comme décrit lorsque le masque est utilisé avec l'AutoSet CS 2 ou la VPAP Adapt SV de ResMed.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

## Masques nasaux 1

Appareil	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Masque nasal hôpital	
AirMini™	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
Lumis™	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
S9 Escape™	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA	
AutoSet CS™ (S9)	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.				
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.				
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	

Appareil	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Masque nasal hôpital
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H <sub>2</sub> O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 Escape™ II	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H <sub>2</sub> O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.						
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA <sup>1</sup>	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST-A (S9)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	NARINAIRE	NARINAIRE	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
Stellar™	X	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE <sup>1</sup>	NARINAIRE <sup>1</sup>	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	Narinaire	Narinaire	N/V	N/V	Nasal	N/V	Nasal	Nasal

<sup>1</sup> SmartStop est susceptible de ne pas fonctionner comme décrit lorsque le masque est utilisé avec l'AutoSet CS 2 ou la VPAP Adapt SV, Stellar de ResMed.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

## Masques nasaux 2

Appareil	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gamme Air 10	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
Lumis™	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal

Appareil	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V		Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V		Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD	
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8 Escape™	N/V	N/V			La pression doit être étalonnée à 12 cm H <sub>2</sub> O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.						
S8 Escape™ II	N/V	N/V			La pression doit être étalonnée à 12 cm H <sub>2</sub> O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.						
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8 Compact™	N/V	N/V			Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD	
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA	
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN	
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD	
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	STANDARD	
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD	
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pédiatrique	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pédiatrique	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
VPAP™ Tx	N/V	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL-ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	NASAL	
Stellar™	Pédiatrique	NASAL	NASAL	NASAL	ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	N/V	
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V	
Astral™	Pédiatrique	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

## Masque narinaire

Appareil	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirMini™	✓	X	X	X	X	X	X
Gamme Air 10	X	Narinaire <sup>2</sup>	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire

Appareil	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
Lumis™	X	Narinaire <sup>2</sup>	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
S9 Escape™	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AutoSet CS™ (S9)	X	Narinaire <sup>2</sup>	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	Narinaire <sup>2</sup>	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
C-Series Tango™	X	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
S7™ Lightweight	X	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	X	La pression doit être étalonnée à 12 cm H <sub>2</sub> O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 Escape™ II	X	La pression doit être étalonnée à 12 cm H <sub>2</sub> O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	X	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	X	Narinaire <sup>2</sup>	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Narinaire <sup>2</sup>	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
VPAP™ Malibu	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	X	Narinaire <sup>2</sup>	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	X	Narinaire <sup>2</sup>	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	Narinaire <sup>2</sup>	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
VPAP™ Tx	X	NARINAIRE <sup>2</sup>	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE
Stellar™	X	NARINAIRE <sup>1, 2</sup>	NARINAIRE <sup>1</sup>	NARINAIRE <sup>1</sup>	NARINAIRE <sup>1</sup>	NARINAIRE <sup>1</sup>	NARINAIRE <sup>1</sup>
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire

<sup>1</sup> SmartStop est susceptible de ne pas fonctionner comme décrit lorsque le masque est utilisé avec l'Stellar.

<sup>2</sup> La précision du volume courant/de la ventilation minute peut être atténuée lorsque le masque AirFit P10 est utilisé en mode de ventilation à deux niveaux de pression en particulier si l'aide inspiratoire est élevée.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible



 **ResMed Ltd**  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australie

Veuillez consulter le site [ResMed.com](http://ResMed.com) pour obtenir les coordonnées des bureaux ResMed dans le monde. Pour des informations sur les brevets et autres concernant la propriété intellectuelle, voir [ResMed.com/ip](http://ResMed.com/ip). AcuCare, Lumis, AirFit, AirTouch, AirMini, S9, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, AutoSet, Tango, S8, S8 AutoSet Vantage, S8 Escape, S8 Elite, S8 Compact, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Tx, Stellar, Mirage, Mirage Micro, Mirage Vista, Mirage Kidsta, Ultra Mirage, Activa, Pixi, Swift, Mirage Swift et Quattro sont des marques commerciales de ResMed Ltd, et Astral, Tango, AutoSet, Escape, S9, VPAP Adapt SV, Stellar, Mirage, Quattro, Activa, Kidsta, Swift et Vista sont des marques déposées auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. Astral, VS Ultra, VS Integra et VS III sont des marques commerciales de ResMed Paris. © 2018 ResMed Ltd. 1017539/16 2018-11

[ResMed.com](http://ResMed.com)

 0123