

Kompatibilitätsliste Maske ohne Ausatemöffnung/Gerät

Deutsch

Dieses Dokument gibt die mit Beatmungsgeräten von ResMed kompatiblen Masken an. Vollständige Anweisungen zur richtigen Verwendung dieser Geräte einschließlich ihrer Einstellungen finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.

Masken ohne Ausatemöffnung müssen mit Atemtherapiegeräten mit aktivem Auslassventil verwendet werden. Die Beatmungsgeräte in dieser Liste verfügen alle über ein aktives Auslassventil.

Hinweis: Einige Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich.

Gerät	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
Elisée		
Elisée 150	N/V	✓
Elisée 250	N/V	✓
Elisée 350	N/V	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	N/V	✓

N/V = Die Maske wurde nicht für dieses Gerät validiert.



VS III / Elisée **ResMed Paris** 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel Frankreich
 Alle anderen **ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

VERTRIEB

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
ResMed (UK) (für ResMed Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW GB

Informationen zu weiteren Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. Informationen über Patente und anderes geistiges Eigentum sind www.resmed.com/ip zu entnehmen. AcuCare, Quattro und Quattro Air sind Marken von ResMed Ltd. Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra und VS III sind Marken von ResMed Paris SAS. Quattro, Quattro Air und Astral sind beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragen. © 2015 ResMed Ltd. 1017307/2 2015-02