

# Liste de compatibilité entre les appareils et les masques non ventilés

Français

Ce document répertorie les masques compatibles avec les respirateurs ResMed. Pour de plus amples détails sur l'utilisation correcte de ces appareils, y compris le paramétrage, veuillez vous référer au manuel utilisateur correspondant.

Les masques non ventilés doivent être utilisés avec des respirateurs non invasifs à valve expiratoire externe. Les respirateurs de cette liste sont tous équipés d'une valve expiratoire externe.

Remarque : certains de ces produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Appareil	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
<b>Astral™</b>		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
<b>Elisée</b>		
Elisée 150	N/V	✓
Elisée 250	N/V	✓
Elisée 350	N/V	✓
<b>VS Ultra™</b>		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
<b>VS III™</b>		
VS III	N/V	✓

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.



VS III / Elisée

ResMed Paris 240 rue de la Motte  
77550 Moissy-Cramayel France

Tous les autres produits

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista  
NSW 2153 Australie

## DISTRIBUÉ PAR

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australie

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 États-Unis  
 ResMed (UK) (pour ResMed Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW R.U.

Veuillez consulter le site [www.resmed.com](http://www.resmed.com) pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Pour des informations sur les brevets et autres concernant la propriété intellectuelle, voir [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AcuCare, Quattro et Quattro Air sont des marques commerciales de ResMed Ltd. Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra et VS III sont des marques commerciales de ResMed Paris SAS. Quattro, Quattro Air et Astral sont des marques enregistrées auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce. © 2015 ResMed Ltd. 1017308/2 2015-02