

Druck vs. Flussraten für Masken von ResMed

Diese Tabellen zeigen die Flussraten an den Luftauslassöffnungen bei verschiedenen Maskendruckwerten. Erwartete Flussraten (l/min)

Diese Informationen ersetzen nicht die jeweilige Gebrauchsanweisung.

Vollgesichtsmasken

Druck (cm H ₂ O)	AirTouch™ F20/AirTouch™ F20 for Her AirFit™ E20/AirFit™ F20 for Her AirFit™ F10/AirFit™ F10 for Her Quattro™ Air/Quattro™ Air for Her	Mirage Quattro™	Quattro™ FX Quattro™ FX for Her	Ultra Mirage Mirage Liberty™
3	19	-	-	-
4	22	22	22	22
8	32	32	32	32
10	37	-	-	-
12	41	41	41	41
16	48	48	48	48
20	54	54	54	54
24	60	60	60	-
28	66	66	66	-
30	69	-	69	-
32	72	72	-	-
36	77	77	-	-
40	82	82	-	-

Nasenmasken

Druck (cm H ₂ O)	AirFit™ N20/AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10/AirFit™ N10 for Her	Mirage™ FX Mirage FX for Her Mirage SoftGel Mirage Activa™ LT Mirage Micro™ Mirage Activa™	Mirage Kidsta™	Swift™ FX Nano Swift™ FX Nano for Her	Ultra Mirage™ II
4	20	20	19	21	20	18
7	27	-				
8	-	29	28	30	29	29
11	35	35	-	-	-	-
12	-	37	34	36	37	38
14	40	-				
16	-	43	40	42	43	46
17	44	44	-	-	-	-
20	49	49	45	47	49	53
22.5	53	53	-	-	52	-
24	54	54	-	-	-	-
27	58	-				
30	61	61	-	-	61	-

Nasenpolster

Druck (cm H ₂ O)	Swift™ LT/Swift™ LT for Her	AirFit™ P10/AirFit™ P10 for Her Swift™ FX/Swift™ FX for Her Swift™ FX Bella Gray Swift™ FX Bella Mirage™ Swift™ II
4	20	20
8	29	29
12	37	37
16	43	43
20	49	49

Pädiatrisch

Druck (cm H ₂ O)	Pixi™
3	18
4	-
7	28
8	-
10	-
12	36
16	43
20	49