

# RESMED

Weniger Maske. **Mehr Freiheit.**

[www.quattrofx.com](http://www.quattrofx.com)



Um ein möglichst gutes Therapieergebnis für sich zu erzielen, sollten Sie Quattro FX mit einem Schlaftherapie-system der neuen S9™ Serie von ResMed kombinieren. Weitere Informationen finden Sie unter [www.resmed.com](http://www.resmed.com).

**Vertrieb durch:**

ResMed GmbH & Co. KG  
Fraunhoferstraße 16  
82152 Martinsried  
DEUTSCHLAND

Tel 089 9901-00  
Fax 089 9901-1055  
E-Mail [reception@resmed.de](mailto:reception@resmed.de)



## Die Quattro FX – Mit Schwung zu erholsamem Schlaf!

Leckagefreier Maskensitz ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Therapie und kann ganz einfach erreicht werden. Quattro FX nutzt eine zweistufige Schwenk-Technik zum Anlegen der Maske:

Für zuverlässig leckagefreien Maskensitz von Beginn an.

**1** Positionieren Sie das Maskenkissen zuerst von schräg oben auf dem Nasenrücken...

**2** ... **schwenken** Sie nun die untere Maskenhälfte nach unten auf das Gesicht, um sie **abdichten**.



**Einfachen schwenken und abdichten.**

# RESMED

Weniger Maske. **Mehr Freiheit.**

Patienteninformationen



[www.quattrofx.com](http://www.quattrofx.com)

**Quattro™ FX**  
FULL FACE MASKE

© 2010 ResMed GmbH & Co. KG · 1014285 · 1 - 09 10

Weniger Maske. **Mehr Freiheit.**



### Die unauffällige Alternative

Sie nennt sich zwar Full Face Maske, sieht aber nicht wirklich so aus! Im Vergleich zu konventionellen Full Face Masken ist Quattro FX ganz leicht und unaufdringlich. Sie sorgt für eine wirksame Behandlung und vermittelt ein ganz neues Freiheitsgefühl.

### Stabilität und Flexibilität

Quattro FX bietet die hervorragende Mischung aus Stabilität und Flexibilität. Das vorgeformte Kopfband fixiert die Maske zuverlässig und das weiche, bequeme Spring Air™ Maskenkissen mit Luftfeder-technologie sorgt für einen sicheren Sitz, selbst wenn Sie sich im Schlaf bewegen.

### Eine Maske, mit der Sie sich wohlfühlen werden

Das gesamte Design von Quattro FX ist darauf ausgelegt, Ihnen hohen Tragekomfort und zuverlässigen Maskensitz zu bieten. Durch den Verzicht auf eine Stirnstütze genießen Sie uneingeschränkte Sicht und ein für Full Face Masken neues Gefühl von Freiheit. Da bei der Qualität von Quattro FX keine Kompromisse eingegangen wurden, werden Sie gut schlafen und frisch und motiviert in den Tag starten.

**Quattro™ FX**  
FULL FACE MASKE