

Stil und Design für die Frau



So leicht wie noch nie! Die Swift FX™ Bella ist so weich, leicht und einfach zu verwenden – fast als wäre sie gar nicht da! Dank minimalem Gesichtskontakt und dezentem Design ist die Therapie befreiender und komfortabler. Und die Swift FX Bella lässt Freiheiten für das Tragen des Haares.

Vorteile für Sie...

Intuitives Anlegen im Handumdrehen

Nachdem die richtige Polstergröße ermittelt ist, muss die Swift FX Bella nur minimal oder oft auch gar nicht mehr angepasst werden. Dadurch sparen Sie Zeit, Geld und zusätzliche Patientenbesuche.

Mit Swift FX for Her austauschbar

Die Swift FX Bella ist komplett mit der Swift FX for Her austauschbar (beide verwenden dieselben Nasenpolster und Schläuche). Dadurch wird ein höheres Maß an Adhärenz erzielt.

Bessere Therapieakzeptanz

Das ansprechende Design der Swift FX Bella trägt zu einem positiven Erscheinungsbild bei. Dadurch fällt es Patientinnen leichter, die Therapie zu akzeptieren und fortzuführen. Außerdem besteht das Maskensystem aus weniger Komponenten und ist leicht zu reinigen und zusammenzubauen.

Sichere Abdichtung

Das Swift FX Bella System bietet stets einen korrekten Sitz und eine wirksame Abdichtung.

... und Ihre Patientinnen

Verschiedene Frisuroptionen

Das exklusive Bella Kopfband kommt mit dem Haar kaum in Berührung und lässt sich daher mit zahlreichen Frisuren tragen. Das System sorgt dadurch für höheren Tragekomfort.

Mit Swift FX for Her austauschbar

Die Maske ist komplett mit der Swift FX for Her austauschbar (beide verwenden dieselben Nasenpolster und Schläuche), sodass der Patientin eine weitere Kopfbandoption zur Verfügung steht.

Mehrere Schlafpositionen

Die Swift FX Bella bietet auch dann einen stabilen Sitz, wenn sich die Patientin im Schlaf bewegt. Sie kann also auf der Seite oder auf dem Rücken schlafen und muss dazu nur den Schlauch in die richtige Position bringen.

Leiser Betrieb

Die innovative Ausatemöffnungen verteilen den Luftstrom und sorgen so für einen geräuscharmen Betrieb der Maske – nur 25 dBA.*

* Angegebener Zweizahl-Geräuschemissionswert (mit einem Unsicherheitsfaktor von 3 dBA) gemäß ISO 4871.e1



Swift™ FX Bella
NASENPOLSTERMASKE



Passt sich der individuellen Frisur an

Ob langes oder kurzes Haar, die Swift FX Bella ist komfortabel und praktisch ... und das alles in einer femininen Farbkombination – extra für Frauen.

Nasenpolster für Frauen (XS, S und M) sind im Lieferumfang des Maskensystems enthalten – passend für die meisten Patientinnen.

Nasenpolster für Frauen ...



Flexible Nasenpolster mit Trampolineffekt

können sich in verschiedene Richtungen bewegen und bleiben dabei dicht.

Doppelwandige Nasenpolster

sorgen schon beim Anlegen für angenehme, gute Abdichtung, bieten einen großen Passbereich und leiten die Luft sanft zur Nase.

Weiches, schmales Maskenkissen mit integrierter flexibler Kammer

ermöglicht eine anwenderfreundliche Positionierung des Verbindungsschlauches.

Geräuscharme Ausatemöffnungen

leiten die Luft leise von der Patientin und ihrem Partner weg.


Artikelnummern

Swift FX Bella Maskensystem	61561
Swift FX Bella Kopfband	61581
Swift FX Bella/Swift FX for Her Kopfband-Kombination	61580



Bella Kopfband

sitzt bequem hinter den Ohren und kommt kaum mit dem Haar in Berührung – für optimales „Look and Feel“.



„Schlüssel-Schloss-Prinzip“

zum einfachen Befestigen und Lösen des Kopfbandes.

Größen- und Namensangabe erleichtern die Ermittlung der Größe und korrekte Ausrichtung der Maske.

Geschmeidiges, um 360° drehbares Kniestück

sorgt mit leichten, fließenden Drehbewegungen für flexible Schlauchpositionen.

Leichter Verbindungsschlauch

lässt sich problemlos biegen und dehnen und sorgt dadurch für mehr Stabilität.

Swift™ FX Bella
NASENPOLSTERMASKE

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, DEUTSCHLAND. Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de

Vertrieb durch: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **EC|REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. Swift ist eine Marke der ResMed Ltd und ist beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. © 2012 ResMed Ltd. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 1015280/1 2012-02



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australien