

Weniger Maske.  
Mehr Freiheit.



Die Swift™ FX for Her bietet ein weiches, leichtes Design mit einem eigens für Frauen entwickelten Passbereich der Größen. Zudem ist sie in einer femininen Farbkombination gehalten – extra für Frauen.

Vorteile für Sie...

#### **Eigens für Frauen entworfen**

Swift FX for Her wird mit Nasenpolstern in den Größen XS, S und M geliefert und bietet dadurch einen größeren Passbereich für Frauen. Nachdem die richtige Polstergröße ermittelt wurde, ist nur minimale und oft gar keine Anpassung mehr erforderlich. Dadurch sparen Sie Zeit, Geld und zusätzliche Patientenbesuche.

#### **Mit Swift FX Bella™ austauschbar**

Die Swift FX for Her ist komplett mit der Swift FX Bella austauschbar (beide verwenden dieselben Nasenpolster und Schläuche). Dadurch wird ein höheres Maß an Patienten-Adhärenz erzielt.

#### **Bessere Therapieakzeptanz**

Da die Swift FX for Her ein neues Erscheinungsbild hat, fällt es Patientinnen leichter, die Therapie zu akzeptieren und fortzuführen. Außerdem besteht die Swift FX for Her aus weniger Komponenten und ist leicht zu reinigen und zusammenzubauen.

#### **Sanfte Therapie, sichere Abdichtung**

Flexible Nasenpolster mit Trampolineffekt können sich in verschiedene Richtungen bewegen und bleiben dabei dicht.

... und Ihre Patientinnen

#### **Verschiedene Frisuroptionen**

Das hintere Band ist kürzer als bei der standardmäßigen Swift FX. Es ist so konzipiert, dass Frauen es über oder unter dem Haar tragen können und sie daher in Bezug auf das Tragen des Haars flexibel sind.

#### **Mit Swift FX Bella austauschbar**

Die Maske ist komplett mit der Swift FX Bella austauschbar (beide verwenden die gleichen Nasenpolster und Schläuche), sodass den Patientinnen eine weitere Kopfbandoption zur Verfügung steht.

#### **Feminine Farbkombination**

Flaches hinteres Band mit Velcro™-Verschlüssen und Soft Wraps in femininem Pink.

#### **Leiser Betrieb**

Die innovativen Ausatemöffnungen verteilen den Luftstrom und sorgen so für einen geräuscharmen Betrieb der Maske – nur 25 dBA.\*

\* Angegebener Zweizahl-Geräuschemissionswert (mit einem Unsicherheitsfaktor von 3 dBA) gemäß ISO 4871.e1



**Swift™ FX for Her**  
NASENPOLSTERMASKE



## So leicht wie noch nie ...

Die Swift FX for Her ist so weich, leicht und einfach zu verwenden – fast als wäre sie gar nicht da!

Dank minimalem Gesichtskontakt und dezentem Design ist die Behandlung befreiender und komfortabler.

Nasenpolster für Frauen (XS, S und M) sind im Lieferumfang des Maskensystems enthalten – passend für die meisten Patientinnen.

**Doppelwandige Nasenpolster** sorgen schon beim Anlegen für angenehme, gute Abdichtung, bieten einen großen Passbereich und leiten die Luft sanft zur Nase

**Weiches, schmales Maskenkissen mit integrierter, flexibler Kammer** macht das Schlafen auf der Seite angenehmer und trägt zu sicherer Abdichtung bei Bewegungen bei

**Geschmeidiges, um 360° drehbares Kniestück** sorgt mit leichten, fließenden Drehbewegungen für flexible Schlauchpositionen

**Schlüssel-Schloss-Prinzip** zum einfachen Befestigen und Lösen des Kopfbandes

### Artikelnummer

Swift FX for Her Maskensystem **61545**  
Swift FX Bella/Swift FX for Her Kopfband-Kombination **61580**

**Leichter Verbindungsschlauch** lässt sich problemlos biegen und dehnen und sorgt dadurch für höhere Stabilität, ohne Schlauchhalter

**Geräuscharme Ausatemöffnungen** leiten die Luft leise von der Patientin und ihrem Partner weg

**Einfacher oberer Clip** lässt sich durch deutlich markierte Kerben problemlos verstellen

**Weiches Kopfband aus Silikon** liegt angenehm am Gesicht an und erfordert nur eine minimale Anpassung

**Flaches hinteres Band mit Velcro-Verschlüssen** ist in kleiner Größe in femininem Pink erhältlich

**Soft Wraps** liegen bequem an den Wangen an; passend zum hinteren Band in Pink erhältlich

**Größen- und Namensangaben** erleichtern die Ermittlung der Größe und korrekten Ausrichtung der Maske

**Flexible Nasenpolster mit Trampolineffekt** können sich in verschiedene Richtungen bewegen und bleiben dabei dicht

**Swift™ FX for Her**  
NASENPOLSTERMASKE

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH · Haferwende 40 · 28357 Bremen · DEUTSCHLAND · Tel 0421 48993-0 · Fax 0421 48993-10 · E-Mail info@resmed-deutschland.de

Vertrieb: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. [ECTREP] ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. Swift ist eine Marke der ResMed Ltd und ist beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. Velcro ist eine Marke der Velcro Industries B.V. © 2012 ResMed Ltd. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 1015307/1 2012-02