

## Leichtigkeit und Freiheit



Die FX-Maskenserie bietet eine neue Wahlmöglichkeit. Die Swift FX Bella Gray ermöglicht dank des neu entwickelten Kopfbandes minimalen Gesichtskontakt. Das ansprechende Design sorgt für ein unauffälliges Erscheinungsbild der Maske, als wäre sie gar nicht da.

### Vorteile für Sie ...

#### **Intuitives Anlegen im Handumdrehen**

Wenn die richtige Polstergröße ermittelt ist, muss die Swift FX Bella Gray nur minimal oder oft auch gar nicht mehr angepasst werden. Dadurch sparen Sie Zeit, Geld und zusätzliche Patientenbesuche.

#### **Bessere Therapieakzeptanz**

Das ansprechende Design der Swift FX Bella Gray trägt zu einem positiven Erscheinungsbild bei. Dadurch fällt es Patienten leichter, die Therapie zu akzeptieren und fortzuführen. Außerdem besteht das Maskensystem aus weniger Komponenten, ist leicht zu reinigen und zusammenzubauen.

#### **Sichere Abdichtung**

Die Swift FX Bella Gray bietet stets einen korrekten Sitz und eine wirksame Dichtigkeit.

### ... und Ihre Patienten

#### **Mit Swift FX austauschbar**

Die Maske ist komplett mit der Swift FX austauschbar (beide verwenden dieselben Nasenpolster und Schläuche), sodass dem Patienten eine weitere Kopfbandoption zur Verfügung steht.

#### **Mehrere Schlafpositionen**

Die Swift FX Bella Gray bietet auch dann einen stabilen Sitz, wenn sich der Patient im Schlaf bewegt. Er kann also auf der Seite oder auf dem Rücken schlafen und muss dazu nur den Schlauch in die richtige Position bringen.

#### **Leise Therapie**

Die innovativen Ausatemöffnungen verteilen den Luftstrom und sorgen so für einen geräuscharmen Betrieb der Maske – nur 25 dBA.\*

\* Angegebener Zweizahl-Geräuschemissionswert (mit einem Unsicherheitsfaktor von 3 dBA) gemäß ISO 4871.e1



**Swift™ FX Bella Gray**  
NASENPOLSTERMASKE




## Einfachheit und Stil

Mit unaufdringlichem Design und durchdachter Nasenpolstertechnologie bietet die Swift FX Bella Gray einen komfortablen Sitz. Die Swift FX Bella Gray ist einfach zu handhaben und sorgt für ein unauffälliges Erscheinungsbild im Gesicht.

Nasenpolster in den Größen S, M und L sind im Lieferumfang des Maskensystems enthalten.

### Nasenpolster



#### Flexible Nasenpolster mit Trampolineffekt

können sich in verschiedene Richtungen bewegen und bleiben dabei dicht.

#### Doppelwandige Nasenpolster

sorgen schon beim Anlegen für angenehme, gute Abdichtung, bieten einen großen Passbereich und leiten die Luft sanft zur Nase.

#### Weiches, schmales Maskenkissen mit integrierter flexibler Kammer

ermöglicht eine anwenderfreundliche Positionierung des Verbindungsschlauches.

#### Geräuscharme Ausatemöffnungen

leiten die Luft leise vom Patienten und dem Partner weg.

## Artikelnummern

Swift FX Bella Gray Maskensystem*	<b>61569</b>
Swift FX Bella Gray Kopfband	<b>61582</b>
Swift FX Bella Gray / Swift FX Kopfbandkombination	<b>61583</b>

\* Im Lieferumfang der Swift FX Bella Gray ist zusätzlich das Swift FX Kopfband enthalten. Die Nasenpolster sind mit beiden Kopfbandoptionen verwendbar.

#### Bella Gray Kopfband

sitzt bequem hinter den Ohren und bietet eine äußerst geringe Auflagefläche.

„Schlüssel-Schloss-Prinzip“ zum einfachen Befestigen und Lösen des Kopfbandes.

#### Größenangabe

erleichtert die Ermittlung der Größe und korrekte Ausrichtung der Maske.

#### Geschmeidiges, um 360° drehbares Kniestück

sorgt mit leichten, fließenden Drehbewegungen für flexible Schlauchpositionen.

#### Leichter Verbindungsschlauch

lässt sich problemlos biegen und dehnen und sorgt dadurch für mehr Stabilität.

**Swift™ FX Bella Gray**  
NASENPOLSTERMASKE

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de

Vertrieb durch: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. [CE][RECP] ResMed (UK) Ltd. 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. Swift ist eine Marke der ResMed Ltd. und ist beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © 2012 ResMed Ltd. Art.-Nr. 1017290/2 2014-04 (auf Grundlage von 1015280/1 2012-02), Obj. C120740 - 2 - 04 14