



ResMed

Astral™ Mobility Bags

Zuverlässiger Schutz für die Astral™ Beatmungsgeräte,
mehr Mobilität für Ihre Patienten.



Astral Mobility Bag



Astral SlimFit Mobility Bag

Zwei Mobility Bags zur Auswahl

Für die Astral Beatmungsgeräte von ResMed gibt es zwei verschiedene Taschen: die Mobility Bag, in der das Gerät und alle wichtigen Zubehörteile Platz finden, und die SlimFit Mobility Bag nur für das Astral Gerät. Beide Taschen sind für den Transport der Geräte konzipiert, dabei ermöglichen sie den Patienten größere Mobilität. Das kompakte, zweckorientierte Design bietet zuverlässigen Schutz für das Gerät und eine komfortable Lösung für Patienten und Pflegepersonal.

Tragbar und jederzeit zugänglich

Bei beiden Taschen sorgt das transparente Fenster auf der Schutzabdeckung dafür, dass die Anzeige des Astral Beatmungsgeräts auch in der Tasche uneingeschränkt zugänglich ist. Eine Überprüfung der Therapie oder ein Wechsel der Programme ist auch unterwegs jederzeit schnell und problemlos möglich. Dank breiter, bequemer Schultergurte können die Taschen leicht in der Hand oder als Rucksack getragen werden. Zusätzliche Fixierriemen ermöglichen eine einfache Anbringung an Rollstühlen.

Astral Mobility Bag

Die Fächer dieser umfassenden und durchdacht konzipierten Tasche bieten allen Systemkomponenten wie Beatmungsgerät, externem Akku, Netzteil sowie weiterem Zubehör ausreichend Platz.



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	420 mm x 320 mm x 190 mm
Gewicht (leer)	ca. 2,3 kg
Schutz gegen Eindringen von Wasser	Das Astral Beatmungsgerät und der externe Akku sind bei einer Neigung bis zu 15° zur angegebenen Ausrichtung gegen Tropfwasser geschützt (IPX2).
Alarmlautstärke Bereich	45 – 75 dBA (in fünf Stufen), bei Verwendung in der Astral Mobility Bag
Verwendung von O₂	Ermöglicht die Verwendung von O ₂ (bis zu 6 l/min), nur mit Einschlauchsystemen.
Artikelnummer	27917

Astral SlimFit Mobility Bag

Diese kleine, leichte Tasche passt auch, wenn der Platz knapp ist. Sie wird mit einer abnehmbaren Tasche zur Aufbewahrung von Stromversorgung oder externem Akku geliefert.



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	Nur Gerätetasche: 280 mm x 240 mm x 110 mm Zubehörtasche: 240 mm x 120 mm x 80 mm
Gewicht (leer)	Nur Gerätetasche: 0,42 kg Mit Zubehörtasche: 0,51 kg
Schutz gegen Eindringen von Wasser	Das Astral Beatmungsgerät und der externe Akku sind bei einer Neigung bis zu 15° zur angegebenen Ausrichtung gegen Tropfwasser geschützt (IPX2).
Alarmlautstärke Bereich	45 – 75 dBA (in fünf Stufen), bei Verwendung in der Astral SlimFit Mobility Bag
Verwendung von O₂	Ermöglicht die Verwendung von O ₂ (bis zu 6 l/min) mit allen Schlauchsystemtypen.
Artikelnummer	27949