



Liste der mit der Datenmanagement-Software kompatiblen Geräte

Folgend sind die Geräte aufgeführt, die mit den jeweiligen Versionen der Datenmanagement-Software von ResMed kompatibel sind. Vollständige Anweisungen zur richtigen Verwendung dieser Geräte finden Sie in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

	ResScan™ 6.0	EasyCare Tx / Tx Link 9.0	AirView™	RCM	RCMH*
AirMini™			✓		
AirSense™ 10 / AirCurve™ 10 Serie					
AirSense™ 10 AutoSet / AirSense™ 10 AutoSet for Her	✓	✓	✓		
AirSense™ 10 Elite	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 CS PaceWave™	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 CS-A PaceWave™	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 S	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 ST	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 VAuto	✓	✓	✓		
Lumis™ Serie					
Lumis™ 150 VPAP ST-A	✓	✓	✓		
S9™ Serie					
Auto 25 (S9)	✓	✓			
AutoSet CS™ (S9 PaceWave™)	✓	✓	✓		
AutoSet CS™ (S9)	✓	✓	✓		
S9 AutoSet™	✓	✓	✓		
S9 Elite™	✓	✓	✓		
S9 Escape™	✓	✓			
S9 Escape™ Auto	✓	✓			
S9 VPAP™ Tx		✓			
VPAP™ ST-A (S9)	✓	✓	✓		
VPAP™ S (S9)	✓	✓			
VPAP™ ST (S9)	✓	✓	✓		
S8™ Serie					
S8 AutoSet Spirit™	✓	✓			
S8 AutoSet Spirit™ II	✓	✓			
S8 Elite™	✓				
S8 Elite™ II	✓	✓			



	ResScan™ 6.0	EasyCare Tx / Tx Link 9.0	AirView™	RCM	RCMH*
S8™ Auto 25	✓	✓			
VPAP™ IV Series	✓	✓			
S7™ Serie					
AutoSet CS™ 2	✓	✓			
S7 AutoSet Spirit™	✓				
S7 Elite™	✓				
VPAP™ II Series	✓				
VPAP™ III Series	✓	✓			
VPAP™ III ST-A mit QuickNav	✓	✓			
Beatmungsgeräte					
Astral™ 100	✓		✓	✓	✓
Astral™ 100 SC	✓		✓	✓	✓
Astral™ 150	✓		✓	✓	✓
Stellar™ 100	✓	✓	✓	✓	
Stellar™ 150	✓	✓	✓	✓	
Elisée™ 150	✓				
VS™ III	✓				
Schlafuntersuchungsgeräte					
ApneaLink™ Air			✓		

RCM = ResMed Connectivity Module (Verbindungsmodul)
 RCMH = ResMed Connectivity Module Hospital