

## Mirage Micro™

### NENÄMASKI

#### TAATTU TIIVIYS, TÄYDELLINEN ISTUVUUS

Uuden sukupolven ResMed-nenämaski on helppo saada yksilöllisesti sopivaksi, tiiviiksi ja mukavaksi yhä useammalle käyttäjälle.

Maskissa on kaksiseinäminen Mirage™-pehmike ja ainutlaatuinen

MicroFit™-säädin, joiden ansiosta maski voidaan säätää kullekin käyttäjälle sopivaksi. Hoitohenkilökunnan ja käyttäjien kannalta helppokäyttöinen Mirage Micro määrittää aivan uuden standardin nenämaskeille.

#### MicroFit-säätimellä

voidaan valita sopiva 24 asennosta, jotta maski saadaan istumaan paremmin, tiiviimmin ja miellyttävämmiin

#### Virtaviivainen otsatuki


tarjoaa vapaan näkökentän kevyen ja tyylikkään rakenteensa ansiosta

#### Ilma-aukon rakenteen


ansiosta maskista tulee hyvin vähän melua; irrotettavan kannen ansiosta se on helppo puhdistaa

#### Kulmakappale pyörii 360°

joten letku voidaan sijoittaa mahdollisimman mukavasti



**Kulmakappaleen osiot** helpottavat hiilidioksidin poistumista ja vähentävät melua



#### Kaksiseinäminen Mirage-pehmike

vähentää nenänvarteen kohdistuvaa puristusta ja takaa tiiviiden; kiinnitystavan ansiosta pehmike on helppo irrottaa rungosta

#### Pääremmien kiinnikkeet, joita ei tarvitse säätää aina uudestaan,

joten hyväksi havaitut asetukset säilyvät ja pääremmit on helppo kiinnittää ja irrottaa

#### Pyörivä liitin,

jonka avulla ilmaletku on helppo liittää ja irrottaa



## TEKNINEN EDISTYSASKEL

### MicroFit-säädin

Voidaan valita 24 asennosta tarkasti sopiva – mukava ja tehokas tiiviys yhä useammalle käyttäjälle

- **Säädettävä:** helppo säätää, kun maski on käyttäjän kasvoilla
- **Tarkka säätö:** otsatuki saadaan säädettyä säätimellä hyvin tarkasti
- **Asteittainen säätö:** siirtyy kasvoja kohti, jolloin käyttäjä tuntee heti, milloin maski istuu mukavimmin
- **Toimii yhdessä pehmikkeen kanssa:** kun maskin kulmaa kasvoihin nähden säädetään säätimellä, kaksiseinäminen pehmike mukautuu ja takaa tiiviiden ilman, että pääremmejä joudutaan kiristämään liikaa

## EDUT KÄYTTÄJÄN KANNALTA

### Kätevä ja helppo käyttää

- MicroFit-säädin on helppo säätää yhdellä kädellä myös makuuasennossa
- Ilma-aukon suojus voidaan irrottaa, jolloin puhdistaminen on helppoa ja hygieenistä
- Kätevä rakenne, jonka ansiosta maski on helppo käsitellä, puhdistaa, koota ja purkaa

### Yksilöllinen istuvuus ja mukavuus

- MicroFit-säätimen avulla maski saadaan säädettyä kunkin käyttäjän profiiliin mukaan
- Kaksiseinäisestä Mirage-pehmikkeestä on nyt saatavissa viisi kokoa mukaan lukien uusi pieni koko, jolloin maski sopii yhä useammalle
- Syvempi maskin runko sopii rakenteeltaan eri tyyppisille nenille

### Hiljainen, kevytrakenteinen ja tyylikäs

- Maskin pienet ilmareitit hajottavat ilman hiljaisesti
- Virtaviivainen muotoilu tuntuu kevyeltä kasvoilla

## EDUT HOITOHENKILÖKUNNAN KANNALTA

### Helppo saada kerralla sopivaksi useammille käyttäjille

- MicroFit-säätimen ja kaksiseinäisen pehmikkeen ansiosta maski istuu aina täydellisesti kasvonpiirteiden mukaan
- Pehmikettä on viittä eri kokoa mukaan lukien uusi pieni koko (pehmike ja runko), jolloin löytyy sopiva laajemmalle käyttäjäjoukolla

### Tyytyväiset käyttäjät ja hyvä hoitomyöntyyvyys

- Hoitomyöntyyvyys saavutetaan helpommin, koska maski voidaan säätää kerralla sopivaksi
- Yksilöllinen istuvuus, mukavuus ja tiiviys parantavat pitkäaikaista hoitoon sitoutumista
- Maskin osat on suunniteltu niin, että maski on nopea ja helppo koota ja purkaa
- Monipuoliset käyttöä helpottavat varusteet, kuten säilytyskotelo ja käyttöohje, joka sisältää maskin sovitus- ja hoito-ohjeet

### Kustannustehokkuus ja ajansäästö

- Sovitukseen ja opastukseen kuluu vähemmän aikaa, koska säätimen ja pehmikkeen ansiosta oikea tiiviys saavutetaan nopeasti
- Asiakaspalvelun tarve vähenee: maski on helpompi käyttää ja saada sopivaksi
- Kahta eri kokoa olevaan runkoon on saatavissa viittä eri kokoa oleva pehmike

## TUOTENUMEROT

### Mirage Micro -nenämaski

#### Eurooppa<sup>1</sup>

Pieni	16338
Keskikokoinen	16339
Suuri	16340
Suuri, leveä	16341
Erittäin suuri	16342

#### Eurooppa<sup>2</sup>

Pieni	16343
Keskikokoinen	16344
Suuri	16345
Suuri, leveä	16346
Erittäin suuri	16347

#### Eurooppa<sup>3</sup>

Pieni	16348
Keskikokoinen	16349
Suuri	16350
Suuri, leveä	16351
Erittäin suuri	16352

#### Tyynenmeren Aasia

Pieni	16368
Keskikokoinen	16369
Suuri	16370
Suuri, leveä	16371
Erittäin suuri	16372

<sup>1</sup> Englanti, saksa, ranska, espanja, italia, portugali ja hollanti

<sup>2</sup> Englanti, ruotsi, norja, tanska, suomi, unkari, puola ja kreikka

<sup>3</sup> Englanti, venäjä, turkki, tsekki