



Tietojenhallintalaitteiden yhteensopivuus

Suomi

Tässä lisätiedotteessa on mainittu ResMedin tietojenhallintalaitteiden kanssa yhteensopivat laitteet. Perusteelliset tiedot näiden laitteiden oikeanlaisesta käytöstä käyvät ilmi niiden käyttöohjeista.

Huomautus: Kaikkia tuotteita ei ole saatavissa kaikissa maissa.

	ResScan™ 6.0	EasyCare Tx / Tx Link 9.0	AirView™	RCM	RCMH*
AirMini™			✓		
AirSense 10 / AirCurve 10 Series					
AirSense™ 10 AutoSet / AirSense™ 10 AutoSet for Her	✓	✓	✓		
AirSense™ 10 Elite	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 CS PaceWave™	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 CS-A PaceWave™	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 S	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 ST	✓	✓	✓		
AirCurve™ 10 VAuto	✓	✓	✓		
Lumis Series					
Lumis™ 100 VPAP S	✓	✓	✓		
Lumis™ 100 VPAP ST	✓	✓	✓		
Lumis™ 150 VPAP ST	✓	✓	✓		
Lumis™ 100 VPAP ST-A	✓	✓	✓		
Lumis™ 150 VPAP ST-A	✓	✓	✓		
S9 Series					
Auto 25 (S9)	✓	✓			
AutoSet CS-A (S9 PaceWave™)	✓	✓			
AutoSet CS™ (S9 PaceWave™)	✓	✓	✓		
AutoSet CS™ (S9)	✓	✓	✓		
S9 AutoSet™	✓	✓	✓		
S9 Elite™	✓	✓	✓		
S9 Escape™	✓	✓			
S9 Escape™ Auto	✓	✓			
S9 VPAP™ Tx		✓			
V-Auto (S9)	✓	✓	✓		
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave™)	✓	✓			
VPAP™ Adapt (S9)	✓	✓			
VPAP™ ST (S9 iVAPS)	✓	✓	✓		
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	✓	✓			
VPAP™ ST-A (S9)	✓	✓	✓		
VPAP™ S (S9)	✓	✓			
VPAP™ ST (S9)	✓	✓	✓		
S8 Series					
S8 AutoScore™	✓	✓			
S8 AutoScore™ II	✓	✓			
S8 AutoSet Spirit™	✓	✓			
S8 AutoSet Spirit™ II	✓	✓			
S8 AutoSet Vantage™	✓	✓			



	ResScan™ 6.0	EasyCare Tx / Tx Link 9.0	AirView™	RCM	RCMH*
S8 AutoSet™ II	✓	✓			
S8 Elite™	✓				
S8 Elite™ II	✓	✓			
S8™ Auto 25	✓	✓			
VPAP™ IV Series	✓	✓			
S7 Series					
AutoSet CS™ 2	✓	✓			
S7 AutoSet Spirit™	✓				
S7 Elite™	✓				
VPAP™ Adapt SV	✓				
VPAP™ II Series	✓				
VPAP™ III Series	✓	✓			
VPAP™ III ST-A QuickNav	✓	✓			
Ventilaattorit					
Astral™ 100	✓		✓	✓	✓
Astral™ 150	✓		✓	✓	✓
Stellar™ 100	✓	✓	✓	✓	
Stellar™ 150	✓	✓	✓	✓	
Elisée™ 150	✓				
VS III™	✓				
Unen kotitestausta					
ApneaLink™ Air			✓		

RCM – ResMed-yhteysmoduuli

RCMH – Sairaalan ResMed-yhteysmoduuli

* Katso EMR-järjestelmän käytettävissä olevien tietojen luetteloa verkkoosoitteeseen [www.resmed.com/downloads/devices/RCMH yhteensopivuusluettelosta](http://www.resmed.com/downloads/devices/RCMH_yhteensopivuusluettelosta).

 **MANUFACTURER** ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

Katso osoitteesta ResMed.com tiedot muista ResMed-toimipaikoista eri maissa. Patentteja ja muuta immateriaaliomaisuutta koskevat tiedot ovat verkko-osoitteessa ResMed.com/ip. AirMini, AirSense, AirCurve, AirView, Astral, ApneaLink, Lumis, S8, S9, Stellar, VPAP, AutoSet, S9 Escape, S9 Elite, S9 Escape Auto, S8 Elite, S8 AutoSet Vantage, PaceWave, ResScan, VPAP Tx, S8 AutoSet, S9 AutoSet, S9 Auto 25, VS III, Elisée, VPAP Adapt SV, AutoSet CS, S8 AutoScore, S8 AutoSet Spirit ja VPAP ovat ResMed-yhtiöryhmän tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 2018 ResMed Ltd. 1018032/16 2018-10