

Maskien/laitteiden vastaavuus

Tässä taulukossa on esitetty maskit, jotka sopivat käytettäväksi ResMedin ylipainehoitoa antavien laitteiden kanssa, ja maskiasetus, jos sellainen on valittava. Perusteelliset tiedot näiden laitteiden oikeanlaisesta käytöstä käyvät ilmi niiden käyttöohjeista.

Huomautus: Kaikkia tuotteita ei ole saatavissa kaikissa maissa.

Kokokasvomaskit

Laite	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Kokokasvomaski sairaalakäyttöön
AirMini	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
Air 10 Sarja	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
Lumis™	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
S9 Escape™	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO ¹	KOKOKASVO
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V		Asetusta ei vaadita. Keskustelee lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.						
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V		Asetusta ei vaadita. Keskustelee lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.						
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V		Vaatii painekalibroinnin 12 cm H ₂ O:n paineella. Kysy neuvoa sinua hoitavalta lääkäriltä ja katso ohjeita käyttöohjeesta.						
S8 Escape™ II	N/V	N/V		Vaatii painekalibroinnin 12 cm H ₂ O:n paineella. Kysy neuvoa sinua hoitavalta lääkäriltä ja katso ohjeita käyttöohjeesta.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V		Asetusta ei vaadita. Keskustelee lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP IV ST	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO ¹	KOKOKASVO

Laite	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Kokokasvomaski sairaalakäyttöön
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	N/V	N/V	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo	Kokokasvo
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	KOKOKASVO	N/V	N/V	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO
Stellar™	N/V	N/V	KOKOKASVO	KOKOKASVO	N/V	N/V	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	KOKOKASVO	N/V	KOKOKASVO	N/V	N/V	N/V	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO	KOKOKASVO

¹ SmartStop ei ehkä toimi selostetulla tavalla, jos maskia käytetään ResMed AutoSet CS 2 - tai VPAP Adapt SV -laitteen kanssa.

N/V = Maskia ei ole validoitu käytettäväksi tämän laitteen kanssa.

✓ = Yhteensopiva X = Ei yhteensopiva

Nenämaskit 1

Laite	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nenä	
AirMini™	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
Lumis™	X	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
S9 Escape™	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA	
AutoSet CS™ (S9)	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Asetusta ei vaadita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.				
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Asetusta ei vaadita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.				
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	

Laite	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nenä	
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	Vaatii painealibroinnin 12 cm H ₂ O:n paineella. Kysy neuvoa sinua hoitavalta lääkäriltä ja katso ohjeita käyttöohjeesta.						
S8 Escape™ II	N/V	N/V	Vaatii painealibroinnin 12 cm H ₂ O:n paineella. Kysy neuvoa sinua hoitavalta lääkäriltä ja katso ohjeita käyttöohjeesta.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	Asetusta ei vaadita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA	
VPAP™ Adapt (S9)	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN	
VPAP™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
Auto 25 (S9)	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
VPAP™ ST-A (S9)	X	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	SIERAIN	SIERAIN	NENÄ	NENÄ	NENÄ	NENÄ	
Stellar™	X	SIERAIN	SIERAIN	SIERAIN ¹	SIERAIN ¹	NENÄ	NENÄ	NENÄ	NENÄ	
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓	
Astral™	X	Sierain	Sierain	N/V	N/V	Nenä	N/V	Nenä	Nenä	

¹ SmartStop ei ehkä toimi selostetulla tavalla, jos maskia käytetään ResMed AutoSet CS 2 - tai VPAP Adapt SV, Stellar -laitteen kanssa.

N/V = Maskia ei ole validoitu käytettäväksi tämän laitteen kanssa.

✓ = Yhteensopiva X = Ei yhteensopiva

Nenämaskit 2

Laite	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Air 10 Sarja	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	N/V	Nenä	N/V	N/V	Nenä
Lumis™	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	N/V	Nenä	N/V	N/V	Nenä
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nenä	Nenä	Nenä Ultra	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä
S9 Escape™	N/V	N/V	Nenä	Nenä	Nenä Ultra	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nenä	Nenä	Nenä Ultra	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä

Laite	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nenä	Nenä	Nenä Ultra	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V		Asetusta ei vaadita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V		Asetusta ei vaadita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD	
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8 Escape™	N/V	N/V		Vaatii painekalibroinnin 12 cm H ₂ O:n paineella. Kysy neuvoa sinua hoitavalta lääkäriltä ja katso ohjeita käyttöohjeesta.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V		Vaatii painekalibroinnin 12 cm H ₂ O:n paineella. Kysy neuvoa sinua hoitavalta lääkäriltä ja katso ohjeita käyttöohjeesta.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8 Compact™	N/V	N/V		Asetusta ei vaadita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD	
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA	
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nenä	Nenä	Nenä Ultra	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nenä	Nenä	Nenä Ultra	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN	
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD	
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nenä	Nenä	Nenä Ultra	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	STANDARD	
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD	
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Kind	N/V	Nenä	Nenä	Nenä Ultra	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Kind	N/V	Nenä	Nenä	Nenä Ultra	N/V	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä	
VPAP™ Tx	N/V	NENÄ	NENÄ	NENÄ	NENÄ-ULTRA	N/V	NENÄ	N/V	N/V	NENÄ	
Stellar™	Kind	NENÄ	NENÄ	NENÄ	ULTRA	N/V	NENÄ	N/V	N/V	N/V	
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V	
Astral™	Kind	Nenä	Nenä	Nenä	Nenä Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	

N/V = Maskia ei ole validoitu käytettäväksi tämän laitteen kanssa.

✓ = Yhteensopiva X = Ei yhteensopiva

Sierainmaskit

Laite	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirMini™	✓	X	X	X	X	X	X
Air 10 Sarja	X	Sierain ²	N/V	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain
Lumis™	X	Sierain ²	N/V	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain

Laite	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain
S9 Escape™	X	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AutoSet CS™ (S9)	X	Sierain ²	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	Sierain ²	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain
C-Series Tango™	X		Asetusta ei vaadita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.				
S7™ Lightweight	X		Asetusta ei vaadita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.				
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	X		Vaatii painekalibroinnin 12 cm H ₂ O:n paineella. Kysy neuvoa sinua hoitavalta lääkäriltä ja katso ohjeita käyttöohjeesta.				
S8 Escape™ II	X		Vaatii painekalibroinnin 12 cm H ₂ O:n paineella. Kysy neuvoa sinua hoitavalta lääkäriltä ja katso ohjeita käyttöohjeesta.				
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	X		Asetusta ei vaadita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää erityyppistä maskia.				
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	X	Sierain ²	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Sierain ²	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain
VPAP™ Malibu	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	X	Sierain ²	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	X	Sierain ²	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	Sierain ²	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain
VPAP™ Tx	X	SIERAIN ²	SIERAIN	SIERAIN	SIERAIN	SIERAIN	SIERAIN
Stellar™	X	SIERAIN ^{1,2}	SIERAIN ¹	SIERAIN ¹	SIERAIN ¹	SIERAIN ¹	SIERAIN ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	X	N/V	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain	Sierain

¹ SmartStop ei ehkä toimi selostetulla tavalla, jos maskia käytetään Stellar laitteen kanssa.

² Kertahengitystilavuuden/minuuttiventilaation tarkkuus voi kärsiä, kun käytetään AirFit P10 -maskia kaksoispainetoimintamuodoissa (S, T, ST) erityisesti suurempia painetukia käytettäessä.

N/V = Maskia ei ole validoitu käytettäväksi tämän laitteen kanssa.

✓ = Yhteensopiva X = Ei yhteensopiva



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

Katso osoitteesta ResMed.com tiedot muista ResMed-toimipaikoista eri maissa. Patenteja ja muuta immateriaaliomaisuutta koskevat tiedot ovat verkko-osoitteessa ResMed.com/ip. AcuCare, Lumis, AirFit, AirTouch, AirMini, S9, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, AutoSet, Tango, S8, S8 AutoSet Vantage, S8 Escape, S8 Elite, S8 Compact, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Tx, Stellar, Mirage, Mirage Micro, Mirage Vista, Mirage Kidsta, Ultra Mirage, Activa, Pixi, Swift, Mirage Swift ja Quattro ovat ResMed Ltd:n tavaramerkkejä ja Astral, Tango, AutoSet, Escape, S9, VPAP, Adapt SV, Stellar, Mirage, Quattro, Activa, Kidsta, Swift ja Vista on rekisteröity Yhdysvalloissa. Astral, VS Ultra, VS Integra ja VS III ovat ResMed Paris SAS:n tavaramerkkejä. © 2018 ResMed Ltd. 1017538/11 2018-11

ResMed.com

CE 0123