

# Ilma-aukottoman maskin yhteensopivuus laitteiden kanssa

Suomi

Tässä taulukossa on esitetty maskit, jotka sopivat käytettäväksi ResMedin ventilaattoreiden kanssa. Perusteelliset tiedot näiden laitteiden oikeanlaisesta käytöstä käyvät ilmi niiden käyttöohjeista.

Ilma-aukottomia maskeja on käytettävä aktiivisen uloshengitysventtiilin omaavan ventilaattorin kanssa. Kaikissa tämän taulukon ventilaattoreissa on aktiivinen uloshengitysventtiili.

Huomaus: Kaikkia tuotteita ei ole saatavissa kaikissa maissa.

Laite	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
<b>Astral™</b>		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
<b>Elisée</b>		
Elisée 150	N/V	✓
Elisée 250	N/V	✓
Elisée 350	N/V	✓
<b>VS Ultra™</b>		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
<b>VS III™</b>		
VS III	N/V	✓

N/V = Maskia ei ole validoitu käytettäväksi tämän laitteen kanssa.



VS III / Elisée ResMed Paris 240 rue de la Motte  
77550 Moissy-Cramayel Ranska

Kaikki muut ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista  
NSW 2153 Australia

## JAKELU

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA

 ResMed (UK) (ResMed Ltd:n edustajana) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

Katso osoitteesta [www.resmed.com](http://www.resmed.com) tiedot muista ResMed-toimipaikoista eri maissa. Patenteja ja muita immateriaaliomaisuutta koskevat tiedot ovat verkko-osoitteessa [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AcuCare, Quattro ja Quattro Air ovat ResMed Ltd. -yhtiön tavaramerkkiä. Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra ja VS III ovat ResMed Paris SAS-yhtiön tavaramerkkejä. Quattro, Quattro Air ja Astral on rekisteröity Yhdysvaltain patenti- ja tavaramerkkivirastossa. © 2015 ResMed Ltd. 1017313/2 2015-02