

RESMED

Mirage Swift™ II

MASQUE NARINAIRE

Si efficace que vous pouvez le comparer à un masque nasal

Le Mirage Swift II est une alternative aux masques nasaux à la fois efficace, légère et silencieuse.

Il couvre moins le visage que les autres masques et facilite ainsi l'acceptation du traitement et l'observance à long terme. Le coussin repose légèrement à l'entrée des narines, réduisant la zone de contact avec le visage.

Le Mirage Swift II a été conçu pour procurer un traitement silencieux afin d'assurer un sommeil de qualité pour les patients et leurs partenaires. Il a également été conçu pour réduire l'espace mort et la réinhalation de dioxyde de carbone, un aspect important pour l'efficacité du traitement.

Mirage Swift II : de ResMed, le leader mondial de la technologie des masques.

Le harnais

permet d'optimiser l'étanchéité et la stabilité sans serrage excessif

Le masque narinaire

assure une excellente étanchéité en reposant doucement et légèrement à l'entrée des narines, sans intrusion

Le coussin souple et flexible

permet au masque de rester en place sans pression excessive

Le coude et la pièce pivotante du tuyau

autorisent plusieurs positions de coucher

Le logo ResMed et la taille bien visibles

facilitent la mise en place du masque dans le bon sens

La rotation du corps du masque

permet un ajustement optimal



TAILLE REELLE



GROS PLAN TECHNOLOGIQUE

Une quarantaine d'orifices de ventilation pour un traitement silencieux

- La fuite intentionnelle se trouve sur le support, et non pas sur le coussin, améliorant ainsi la manière dont l'air est dispersé
- La conception unique de la fuite intentionnelle permet à l'air de se disperser en douceur et en silence

AVANTAGES POUR LE PATIENT

- Traitement silencieux : pour les patients et leurs partenaires
- Ajustement confortable et étanchéité optimale : la rotation du corps du masque permet aux utilisateurs de positionner le masque narinaire à l'angle qui leur convient le mieux
- Epoque efficacement les particularités du visage de l'utilisateur et compense les mouvements du nez et du visage : les composants du Mirage Swift II sont tous fabriqués dans des matériaux souples et flexibles
- Mise en place rapide et intuitive à domicile : après les ajustements éventuellement nécessaires au moment de l'appareillage, le Mirage Swift II peut être mis en place sans avoir recours aux clips ni aux bandes Velcro™
- Masque léger et compact : les patients peuvent lire ou regarder la télévision au lit avec le masque et leurs lunettes
- Grand choix de positions de coucher : le tuyau peut se fixer soit d'un côté ou de l'autre et soit vers le haut ou le bas

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS

- Premier ajustement rapide : masque conçu pour faciliter la mise en place et minimiser l'ajustement initial
- Conçu pour s'adapter à un grand nombre de formes de visage et de nez : la forme du coussin est le résultat d'études anthropométriques approfondies
- Réduction des stocks : chaque masque est livré avec trois tailles de coussin pour convenir à tous les patients
- Convient au plus grand nombre de patients : une alternative efficace aux masques nasaux
- Kit d'information complet pour le patient : le masque Mirage Swift II est fourni avec son propre sac, un guide de mise en place, un mode d'emploi détaillé et un DVD convivial contenant les instructions de mise en place et d'entretien pour le patient
- Peut être recommandé pour les patients d'un certain âge, les patients plus jeunes et ceux qui ont des problèmes de dextérité : la conception ergonomique, avec un nombre réduit de pièces et des repères bien visibles, facilite le montage, le démontage et le nettoyage

CODES PRODUIT

Masque narinaire Mirage Swift II (avec trois tailles de coussin : S, M, L)

Europe	60513
Royaume-Uni	60516
France	60518
Australie/Nouvelle-Zélande	60514
Asie-Pacifique	60515

