

Mirage Micro™

MASCHERA NASALE

COMPROVATA EFFICACIA, PERFETTA TENUTA

La maschera nasale ResMed di ultima generazione offre tenuta e comfort su misura di un maggior numero d'utenti.

L'esclusivo selettore di regolazione MicroFit™, lavorando insieme all'efficace cuscinetto Mirage™ a doppia parete, mette a punto

la tenuta su misura del singolo utente. Intuitiva tanto per i professionisti della cura del sonno quanto per gli utenti, la Mirage Micro è il nuovo punto di riferimento per le maschere nasali.

Il selettore di regolazione MicroFit offre 24 posizioni per una tenuta e un comfort migliori

Supporto frontale dal design più elegante ed essenziale, per una maggiore libertà di visuale

Dispositivo per l'esalazione più silenzioso, con fermaglio estraibile per una maggiore facilità di pulizia

Rotazione del gomito a 360° perché il tubo sia sempre nella posizione più comoda


La partizione del gomito coadiuva la fuoriuscita della CO₂ e riduce la rumorosità



Il cuscinetto Mirage a doppia parete riduce la pressione sul ponte nasale e assicura una buona tenuta; l'aletta consente la facile rimozione del cuscinetto dal telaio

Fermagli del copricapo facili da attaccare e staccare e che si regolano una volta sola, mantenendo sempre la configurazione ottimale

Giunto rotante per attaccare e staccare il tubo dell'aria in modo agevole





ASPETTO TECNOLOGICO SALIENTE

Selettore di regolazione MicroFit

Una scelta di 24 posizioni a portata di dito, per offrire una tenuta efficace e confortevole a un maggior numero di utenti

- **Regolabile:** facile da sistemare mentre si trova sul viso dell'utente
- **Preciso:** ogni rotazione del selettore modifica la posizione del supporto frontale in piccoli incrementi
- **Graduale:** si sposta verso il viso, permettendo all'utente di valutare la tenuta più confortevole
- **Affianca l'azione del cuscinetto:** mano a mano che il selettore regola l'angolazione della maschera rispetto al viso, il cuscinetto a doppia parete si modella in modo da migliorare la tenuta, senza che ci sia bisogno di stringere eccessivamente il copricapo

BENEFICI PER L'UTENTE

Uso intuitivo

- Selettore MicroFit facilmente regolabile con una mano sola, perfino da sdraiati
- Dispositivo per l'aspirazione dotato di coperchio rimovibile per una pulizia facile e igienica
- Design intuitivo che facilita uso, pulizia, montaggio e smontaggio

Tenuta e comfort su misura dell'utente

- Il selettore MicroFit mette a punto la tenuta della maschera secondo il profilo dell'utente
- Cuscinetto Mirage a doppia parete disponibile in cinque misure, compresa la nuova Small, per consentire l'uso da parte di un maggior numero di utenti
- La profondità del telaio della maschera si conforma a una maggior gamma di strutture nasali

Silenziosa, essenziale ed elegante

- I forellini integrati per l'aspirazione propagano l'aria in modo silenzioso
- Il design più essenziale riduce il peso sul viso

BENEFICI PROFESSIONALI

Indossabile al primo tentativo da un maggior numero di utenti

- La combinazione di selettore di regolazione MicroFit e cuscinetto a doppia parete consente fin dal primo tentativo una tenuta perfetta per i visi più diversi, e mantiene la configurazione per gli usi successivi
- Le cinque misure del cuscinetto comprendono la nuova Small (cuscinetto e telaio), ampliando l'utenza potenziale

Soddisfazione e compliance del cliente

- Poter trovare subito la configurazione ottimale aumenta il grado di accettazione della terapia
- Tenuta e comfort su misura del paziente promuovono la compliance a lungo termine
- Parti della maschera progettate per operazioni di assemblaggio e smontaggio rapide e intuitive
- Pacchetto completo di supporto dell'utente con borsa da viaggio e guida con istruzioni sulla cura e applicazione della maschera

Risparmio di tempo e denaro

- Accelerazione dei tempi di applicazione e addestramento all'uso: la combinazione di selettore e cuscinetto assicura rapidamente la tenuta
- Riduzione delle richieste di assistenza: facile da indossare e usare
- Due misure di telaio adatte a cinque misure di cuscinetto

CODICI PRODOTTO

Maschera nasale Mirage Micro

Europa¹

Small	16338
Medium	16339
Large	16340
Large-Wide ("grande larga")	16341
X-Large	16342

Europa²

Small	16343
Medium	16344
Large	16345
Large-Wide ("grande larga")	16346
X-Large	16347

Europa³

Small	16348
Medium	16349
Large	16350
Large-Wide ("grande larga")	16351
X-Large	16352

Asia-Pacifico

Small	16368
Medium	16369
Large	16370
Large-Wide ("grande larga")	16371
X-Large	16372

¹ Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese e olandese

² Inglese, svedese, norvegese, danese, finlandese, ungherese, polacco e greco

³ Inglese, russo, turco, ceco