

## Mirage™ SoftGel

MASCHERA NASALE

### Morbidezza istantanea, un comfort che dura a lungo

La maschera nasale Mirage SoftGel offre una morbidezza e un comfort senza precedenti. Lo strato di gel trasparente del cuscinetto DoubleGel assicura il comfort, mentre lo strato di gel blu mantiene sostegno e stabilità.

Con la garanzia delle prestazioni e della qualità sinonimo del marchio ResMed, il telaio è compatibile con due cuscinetti intercambiabili – il Mirage SoftGel e il Mirage Activa™ LT.

#### PER IL PAZIENTE

##### Comfort e morbidezza senza rinunciare alla stabilità

- Il cuscinetto DoubleGel unisce la morbidezza alla stabilità

##### Una tranquilla notte di sonno

- I piccoli fori per l'esalazione integrati fanno sì che l'aria fuoriesca in modo silenzioso, assicurando una notte di sonno più tranquilla per il paziente e chi gli sta vicino.

##### Più facile da indossare

- La doppia parete Mirage con cuscinetto DoubleGel facilita l'applicazione della maschera.
- Il cuscinetto si adatta al profilo del viso di ciascun paziente, assicurando una tenuta confortevole.

##### Cuscinetti intercambiabili per una maggior scelta

- La possibilità di scegliere tra diversi tipi di cuscinetti promuove la compliance senza che si debba passare a una maschera completamente diversa.

#### PER I PROFESSIONISTI

##### Soddisfazione della clientela, maggiore compliance

- Poter trovare subito la posizione ottimale, aumentando il comfort ed il grado di accettazione della terapia.
- Pacchetto di supporto completo per l'utente.

##### Opportunità di risparmio

- I cuscinetti intercambiabili e i componenti in comune razionalizzano la gestione dell'inventario, riducendo i costi e i tempi e di applicazione della maschera.
- La Mirage SoftGel è una maschera multipaziente e multiuso idonea all'uso ripetuto in laboratorio.
- Estremamente durevole, la Mirage SoftGel assicura prestazioni costanti e riduce le chiamate alle linee di assistenza.

- **Morbida, accattivante, fa un'ottima 'prima impressione'**
- **Eccellente per i nuovi utenti**
- **Comfort in ogni fase della terapia**
- **Un marchio noto per qualità e affidabilità**

#### LA PREFERITA DAI PAZIENTI

- 8 pazienti su 10 giudicano la Mirage SoftGel migliore per comfort e durevolezza rispetto alle altre maschere in gel\*.
- 3 pazienti su 4 affermano di dormire meglio con la Mirage SoftGel\*.

\* Collaudo di valutazione degli utenti ResMed - Mirage SoftGel verso le maschere in gel della concorrenza.



**Il selettore di regolazione MicroFit**  
offre 24 posizioni per una tenuta e un comfort migliori


**L'esclusivo telaio di ResMed**  
è compatibile con i cuscinetti Mirage SoftGel e Mirage Activa LT, e migliora le funzioni d'inventario e la flessibilità, riducendo i costi

**Rotazione del gomito a 360°**  
per una maggiore facilità d'uso

**Il design dei fori per l'esalazione**  
disperde l'aria in modo silenzioso, con meno disturbo per chi dorme accanto al paziente



**La partizione del gomito**  
agevola la fuoriuscita del CO<sub>2</sub>, riducendo la rumorosità



**Esclusivo cuscinetto DoubleGel**  
Lo strato di gel trasparente assicura il comfort, mentre lo strato di gel blu mantiene sostegno e stabilità

**Fermagli del copricapo facili da attaccare e staccare**  
e che si regolano una volta sola, mantenendo sempre la posizione ottimale

**Il giunto rotante**  
consente di attaccare e staccare il tubo dell'aria in modo agevole

## CODICI PRODOTTO

### Maschera nasale Mirage SoftGel

Small	61610
Medium	61611
Large	61613
Large Wide (grande larga)	61614