

Quattro™ Air ...
léger, pour
mieux dormir.



Le nouveau masque facial **Quattro Air** s'appuie sur les performances et la fiabilité de la gamme Quattro. 45 % plus léger* que le masque Mirage Quattro, il assure un plus grand confort d'utilisation.

Les avantages pour vous...

Retrouvez toutes les performances du masque Quattro

Quattro Air est un masque sur lequel vous pouvez compter. Grâce à son style épuré et à son poids léger, il est conçu pour offrir un sentiment de liberté à vos patients.

Moins de composants pour une mise en place rapide et facile

Avec seulement quatre composants, le masque Quattro Air est facile et rapide à mettre en place : gagnez du temps lors de la mise en place du masque.

Convivial pour vos patients

Quattro Air est simple, confortable et stable : moins de retours et de questions de la part de vos patients.

Conception innovante pour faciliter l'observance

Le masque Quattro Air est léger, simple et confortable, pour vous permettre d'optimiser l'observance thérapeutique chez les patients les plus difficiles.

...et pour vos patients

Léger et moins visible

Grâce à son champ de vision dégagé, son contact réduit sur le visage, les patients se sentent plus libres, pour une meilleure acceptation de leur traitement.

Intuitif et simple

Pour les patients, le masque Quattro Air est non seulement simple à utiliser, mais aussi rapide et facile à nettoyer et à remonter.

Stabilité frontale

Le support frontal à ailes souples assure à la fois confort et légèreté sur le visage.

Silencieux

L'évent circulaire diffuse le débit d'air en douceur et en silence (seulement 28 dBA**) sans perturber l'utilisateur et son partenaire.



Quattro™ Air
MASQUE FACIAL

* Le masque Quattro Air taille medium est 45 % plus léger que le Mirage Quattro de la même taille. Sources internes ResMed.

** Valeurs déclarées d'émission sonore à deux chiffres (avec une incertitude de 3 dBA) conformes à la norme ISO 4871.


Encore plus de confort...

Le masque Quattro Air est plus léger, moins volumineux et encore plus confortable que le masque Quattro grâce à plusieurs améliorations apportées au niveau de sa conception.

Il est aussi plus facile à utiliser, avec seulement quatre composants. Il est désormais plus simple pour les patients de comprendre l'utilisation de leur masque Quattro Air, et plus facile pour eux de le remonter après l'avoir nettoyé.

Le harnais SoftEdge™

est composé d'un textile réduisant les marques sur le visage et assurant confort et maintien.



Confort amélioré

Moins de risque d'irritation cutanée au niveau de la zone sensible de l'arête nasale.

Les événements à diffusion circulaire

diffusent l'air en douceur et en silence, sans gêne pour le patient et son conjoint.

Les pattes d'attache du coude

permettent de fixer et détacher le coude plus facilement grâce aux boutons à pression.

Le support frontal à ailes souples


offre de nombreuses possibilités de mise en place et d'ajustement tout en étant extrêmement léger sur le visage.

La bulle Spring Air™ à double jupe

fournit une étanchéité à haut niveau de performance avec encore plus de confort.

Les boucles du harnais

simplifient la fixation pour faciliter l'utilisation du masque.



Codes produit

Masque Quattro Air, Extra Small	62704
Masque Quattro Air, Small	62705
Masque Quattro Air, Medium	62706
Masque Quattro Air, Large	62707

Quattro™ Air
MASQUE FACIAL

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 États-Unis. **[CEI/REP]** ResMed (UK) Ltd 96, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RW, R.U. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Quattro, SoftEdge et Spring Air sont des marques commerciales de ResMed Ltd et sont déposées auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. **Quattro™ Air - Indications :** Masque facial non invasif destiné à acheminer au patient le débit d'air (avec ou sans adjonction d'oxygène) produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d'aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients (>30kg) à qui un traitement par pression positive a été prescrit. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier. - **Dispositif médical de classe :** IIa. - **Evaluation de la conformité par :** TÜV0123. - **Bon usage :** Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif. - **Remboursement :** Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr. © 2013 ResMed Ltd. Les spécifications peuvent changer sans préavis. 1016291/1 2013-05



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australie