

Masque Quattro™ FX NV

Masque facial réutilisable sans fuite intentionnelle

Stabilité et confort pour la ventilation non invasive L'innovation au service de la liberté

Retrouvez la qualité des masques faciaux ResMed, dans un masque plus simple et plus discret sans appui frontal.

- La bulle, l'armature et le harnais constituent un système qui remplace l'appui frontal pour un confort similaire.
- Avec moins de pièces, le Quattro FX NV est plus léger et confortable.

Sangles souples

pour un contact confortable avec la peau

Champ de vision dégagé

Armature de l'entourage résistante pour assurer la stabilité

Assez souple pour le confort du patient

Le design amélioré de la membrane de la bulle

enveloppe en douceur le contour du nez

Coude 360°, teint en bleu pour une identification des masques sans fuite

Bulle à double jupe Spring Air™ pour une étanchéité et un confort amélioré



Harnais ergonomique avec clips de retrait rapide



Quattro™ FX NV

MASQUE FACIAL SANS FUITE INTENTIONNELLE

Codes produit

Masque facial Quattro FX NV

Petit	61742
Médium	61743
Large	61744

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA - [CE REP] ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK - ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Quattro et Spring Air sont des marques commerciales de ResMed td, et Spring Air est une marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales.

Quattro™ FX NV - Indications : Masque facial prévu pour une utilisation avec des systèmes de ventilation non invasifs à valve expiratoire externe, dans le but de procurer une assistance ventilatoire aux patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Utilisation chez les patients adultes - requérant une suppléance ventilatoire non fonctionnelle. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier - **Dispositif médical de classe :** IIa - **Evaluation de la conformité par :** TÜV0123 - **Bon usage :** Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif - **Remboursement :** Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations - consultez les modalités sur le site www.ameli.fr. © 2013 ResMed Ltd. 1016301/Z 2013 04