

Swift™ FX

NASENPOLSTERMASKE

So leicht und einfach wie noch nie

Die Swift FX ist so weich, leicht und einfach zu verwenden – fast als wäre sie gar nicht da! Dank minimalem Gesichtskontakt und dezentem Design ist die Behandlung angenehmer und leicht zu akzeptieren.

FÜR MEDIZINISCHES PERSONAL

Intuitives Anlegen im Handumdrehen

- Nachdem die richtige Polstergrösse ermittelt ist, braucht es nur minimale und oft gar keine Anpassung mehr.

Sichere Abdichtung bei hohen Druckwerten

- Selbst bei höheren Behandlungsdruckwerten* bleiben korrekter Maskensitz und wirksame Abdichtung erhalten.

Bessere Akzeptanz der Behandlung

- Das attraktive Design der Swift FX reduziert Vorbehalte und erhöht die Akzeptanz der Behandlung.

Weniger Inventar, passt über 95% der Patienten**

- Swift FX wird mit drei Polstergrössen geliefert, die den meisten Patienten passen. Polster der Grösse Extra-Small sind separat erhältlich.

Leichte Handhabung

- Swift FX hat weniger Komponenten und ist leicht zu reinigen und zusammenzubauen.

Problemlos zu empfehlen oder zu verschreiben

- Gebrauchsanweisung und Online-Support erleichtern die Schulung von Benutzern und Mitarbeitern.

FÜR PATIENTEN

Rundherum weicher Komfort

- Von der Spitze der Nasenpolster bis zu den weichen, sicheren seitlichen Bändern mit Komforthüllen – das gesamte System ist für optimalen Komfort ausgelegt.

Stabiler Sitz bei Bewegungen

- Die doppelwandigen Polster und die flexible Unterseite der Polster sorgen für einen stabilen Sitz bei Bewegungen.
- Der leichte, dehnbare Atemschlauch minimiert das Ziehen an der Maske und fördert die Stabilität.

Kaum zu spüren

- Der Minimalismus der Maske vermittelt dem Patienten ein Empfinden von Freiheit im Bezug auf wie er sich fühlt und aussieht.

Mehrere Schlafpositionen

- Swift FX Benutzer können auf der Seite oder auf dem Rücken schlafen und den Atemschlauch nach Wunsch auslegen.

Geräuscharmer Betrieb für einen ruhigen Schlaf

- Die innovative Ausatemöffnung verteilt den Luftstrom und sorgt so für einen geräuscharmen Betrieb der Maske – nur 25 dBA.***

- **Einfach, weich und sicher**
- **Sicherer Sitz, wenn sich der Patient bewegt**
- **Für optimale Compliance entwickelt**
- **Intuitives Anlegen im Handumdrehen**
- **Stabiler Sitz bei hohen Druckwerten**
- **Sorgt für besseren Schlaf**



*In klinischen Tests für bis zu 20 cm H₂O getestet

**Laut Marktstudien von ResMed

***Angegebener Zweizahl-Geräuschemissionswert (mit einem Unsicherheitsfaktor von 3 dBA) gemäss ISO 4871.




Swift FX
Keine Probleme mit dem Haar-Stil.

ARTIKELNUMMERN

Swift FX Nasenpolstersystem

Europa¹ 61501

¹ Englisch (GB), Niederländisch, Französisch, Deutsch und Italienisch (Schweiz)



Sofort bequem dank einfacher Handhabung
Der einfache obere Clip hat deutlich markierte Kerben.

Sitzt wie angegossen
Das weiche Kopfband aus Silikon bedarf minimaler Anpassung – die Standardeinstellung passt den meisten Benutzern.

Einfache Feineinstellung
Flaches hinteres Band mit Verschlüssen.

Weicher, sicherer Sitz
Die doppelwandigen Nasenpolster sorgen gleich beim Anlegen für gute Abdichtung und leiten die Luft sanft zur Nase.



Bewegungsfreiheit, Sicherheit und Komfort

Die flexiblen Polster bewegen sich in mehrere Richtungen.

Das geschmeidige, um 360° drehbare Kniestück bewegt sich reibungslos.

Der leichte Atemschlauch lässt sich problemlos biegen und dehnen.

Extrabequem an den Wangen
Die seitlichen Bänder des Kopfbands können mit Komforthüllen versehen werden.



Leicht zu reinigen und zusammenzubauen
Schlüssel und Schloss für leichtes Anbringen und Abnehmen der seitlichen Bänder. Grösse und Namen sind bei korrektem Zusammenbau aufeinander ausgerichtet.

Bequem für Seitenschläfer
Schmales Maskenkissen mit integrierter flexibler Kammer.

Für einen ruhigen Schlaf
Die Ausatemöffnungen leiten die Luft leise vom Patienten weg.