



# Tabella compatibilità umidificatore/apparecchio

Italiano

Questo supplemento specifica quali sono gli apparecchi compatibili con gli umidificatori ResMed. Per informazioni complete sull'uso corretto di questi apparecchi, si rimanda alle rispettive Guide per l'utente.

Apparecchio	Umidificatori riscaldati						Umidificatore esterno	Umidificatori passivi	
	HumidAire 2i™	HumidAire 3i™ H3i Plus™	H4i™	H4i™ for Stellar	H5i™ / H5i™ for Her	HumidAir™	HumiCare™ D900	Passover	HumidAire 2iC™
AirSense™ 10						✓			
AutoSet™ CS (S9)					✓				
AutoSet CS™ (S9 PaceWave), AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)					✓		✓		
AutoSet Spirit™	✓							✓	✓
Auto 25 (S9)					✓				
S7™ Series	✓							✓	✓
S8 AutoScore™, S8 AutoSet Vantage™, S8 AutoSet Spirit™		✓	✓						
S8 Escape™, S8 Lightweight™		✓	✓					✓	
S8 Escape™ II		✓	✓						
S8 Elite™ II, S8 AutoSet Spirit™ II		✓	✓						
S9 AutoSet™, S9 Elite™, S9 Escape™, S9 Escape™ Auto					✓				
VPAP™ III Series	✓							✓	✓
VPAP™ III ST-A con QuickNav	✓								✓
VPAP™ Adapt SV	✓								✓
VPAP™ Adapt (S9)					✓				
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)					✓		✓		
V-Auto (S9)					✓				
VPAP™ S (S9), VPAP™ ST (S9), VPAP™ ST-A (S9), VPAP™ ST (S9 iVAPS), VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)					✓		✓		
VPAP™ IV			✓						
VPAP™ Tx	✓								
VPAP Malibu™	✓								
Lumis™ Tx					✓		✓		
Stellar™				✓			✓		
VS III™							✓		
Elisée™							✓		



**ResMed Germany Inc.** Fraunhoferstr. 16 82152 Martinsried  
Germania

VS III / VS Ultra / VS Integra **ResMed Paris** 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel Francia

Tutti gli altri prodotti **ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista  
NSW 2153 Australia

#### DISTRIBUITO DA

**ResMed Corp** 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA  
**ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

**ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

**ResMed Corp** 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA  
**EC REP ResMed (UK) ResMed (UK) (per ResMed Ltd)** 96 Jubilee Ave Milton Park  
Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

Vedere [www.resmed.com](http://www.resmed.com) per le altre sedi ResMed internazionali. Per maggiori informazioni sui brevetti, visitare il sito [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AirSense, HumidAir, S8, S9, Lumis Tx, Stellar, PaceWave e VPAP sono marchi depositati di proprietà di ResMed Ltd. S9, Stellar, VPAP è un marchio depositato presso l'ufficio statunitense di marchi e brevetti. Elisée e VS III sono marchi depositati di proprietà di ResMed Paris SAS. © 2014 ResMed Ltd. 1017983/1 2014-08

**ResMed.com**