

Tabella di compatibilità tra maschere non-vented e apparecchi

Italiano

Questo documento elenca le maschere compatibili con i ventilatori ResMed. Per informazioni complete sull'uso corretto di questi apparecchi, si rimanda alle rispettive guide per l'utente.

Le maschere non-vented devono essere utilizzate insieme a ventilatori ad efflusso attivo. I ventilatori inclusi nell'elenco sono tutti dotati di valvola per l'efflusso attivo.

Nota: Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi.

Apparecchio	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
Elisée		
Elisée 150	N.O.	✓
Elisée 250	N.O.	✓
Elisée 350	N.O.	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	N.O.	✓

N.O. = La maschera non è stata omologata per questo apparecchio.



VS III / Elisée

ResMed Paris 240 rue de la Motte
77550 Moissy-Cramayel Francia

Tutti gli altri prodotti

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista
NSW 2153 Australia

DISTRIBUITO DA

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA

 ResMed (UK) (per ResMed Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Regno Unito

Vedere www.resmed.com per le altre sedi ResMed internazionali. Per informazioni su brevetti e su altra proprietà intellettuale, vedere www.resmed.com/ip. Quattro e Quattro Air sono marchi commerciali di ResMed Ltd. AcuCare, Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra e VS III sono marchi commerciali di ResMedParis SAS. Quattro, Quattro Air e Astral sono registrati presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti. © 2015 ResMed Ltd. 1017309/2 2015-02