

Coefficienti di pressione / flusso per le maschere ResMed

Queste tabelle mostrano i coefficienti di flusso dell'aria attraverso i fori per l'esalazione della maschera al variare della pressione in corrispondenza della maschera stessa. Coefficienti di flusso previsti (L/min)
Queste informazioni non hanno la precedenza sulla guida per l'utente del dispositivo o apparecchio in uso.

Maschere oro-nasali

Pressione (cm H ₂ O)	AirFit™ F10 AirFit™ F10 for Her Quattro™ Air Quattro™ Air for Her	Mirage Quattro™	Quattro™ FX Quattro™ FX for Her	Ultra Mirage Mirage Liberty™
3	19	-	-	-
4	22	22	22	22
8	32	32	32	32
10	37	-	-	-
12	41	41	41	41
16	48	48	48	48
20	54	54	54	54
24	60	60	60	-
28	66	66	66	-
30	69	-	69	-
32	72	72	-	-
36	77	77	-	-
40	82	82	-	-

Maschere nasali

Pressione (cm H ₂ O)	AirFit™ N10 AirFit™ N10 for Her	Mirage™ FX Mirage FX for Her Mirage SoftGel Mirage Activa™ LT Mirage Micro™ Mirage Activa™	Mirage Kidsta™	Swift™ FX Nano Swift™ FX Nano for Her	Ultra Mirage™ II
4	20	19	21	20	18
8	29	28	30	29	29
11	35	-	-	-	-
12	37	34	36	37	38
16	43	40	42	43	46
17	44	-	-	-	-
20	49	45	47	49	53
22.5	53	-	-	52	-
24	54	-	-	-	-
30	61	-	-	61	-

Cuscinetti nasali

Pressione (cm H ₂ O)	Swift™ LT Swift™ LT for Her	AirFit™ P10 AirFit™ P10 for Her Swift™ FX Swift™ FX for Her Swift™ FX Bella Gray Swift™ FX Bella Mirage™ Swift™ II
4	20	20
8	29	29
12	37	37
16	43	43
20	49	49

Maschere pediatriche

Pressione (cm H ₂ O)	Pixi™
3	18
4	-
7	28
8	-
10	-
12	36
16	43
20	49