



Mirage™ SoftGel

NESEMASKE

Enestående mykhet, varig komfort

Mirage SoftGel-nesemasken gir en suveren mykhet og komfort. DoubleGel-putens blanke gellag gir komfort, mens det blå gellaget sikrer støtte og stabilitet.

Rammen med de to utbyttbare putene Mirage SoftGel and Mirage Activa™ LT, gir deg ResMeds anerkjente ytelses- og kvalitetsnivå.

- Masken føles myk og innbydende, og gir dermed et svært godt "førsteintrykk"
- Perfekt for nye brukere
- Komfort under hele behandlingen
- Anerkjent kvalitet og varighet

FOR PASIENTEN

Myk komfort kombinert med stabilitet

- DoubleGel-puten kombinerer mykhet og stabilitet

En god natts søvn

- En rekke små, innebygde ventiler sørger for en lydløs luftfordeling, slik at pasientene og sengepartnerne deres kan sove i fred og ro.

Enklere tilpasning

- Mirage dobbelvegg med DoubleGel-pute gjør tilpasningen enklere.
- Puten tilpasser seg de unike ansiktskonturene til hver enkelt, og sitter derfor komfortabelt.

Utbyttbare puter gir større valgfrihet

- Muligheten til å velge mellom ulike putetyper gjør det enklere å forbli compliant uten å bytte ut hele masken.

FOR HELSEPERSONELL

Tilfredse pasienter gir økt compliance

- Det faktum at masken passer perfekt fra første stund og gir varig komfort, gjør behandlingen enklere å godta.
- ResMed tilbyr omfattende brukerstøtte.

Forbedret effektivitet

- Utbyttbare puter og felles komponenter øker lagereffektiviteten, reduserer kostnadene, og gjør at mindre tid går med til tilpasning og opplæring.
- Den allsidige Mirage SoftGel-masken kan brukes på flere pasienter og den suverene kvaliteten gjør den velegnet til hyppige tilpasninger på klinikken.
- Den svært robuste kvaliteten sikrer at Mirage SoftGel har en konsekvent ytelse og holder pasientene fornøyde.

FORETRUKKET AV PASIENTENE SELV

- 8 av 10 pasienter opplever Mirage SoftGel som mer komfortabel og hardfør enn andre gelmasker*.
- 3 av 4 pasienter opplever at de sover bedre når de bruker Mirage SoftGel*.

* ResMed brukerevaluering – Mirage SoftGel kontra konkurrerende gelmasker



MicroFit-skruen

tilbyr 24 posisjoner, slik at masken sitter komfortabelt og forsegler godt

ResMeds unike ramme

passer til både Mirage SoftGel- og Mirage Activa LT-puter, og gir både effektivitet, lavere kostnader og økt fleksibilitet

Kneleddsrotasjon på 360°

posisjonerer slangen slik at den blir enklere å bruke


Det stillegående ventildesignet

fordeler luften dempet og stille bort fra sengepartneren



Kneleddsskillevæggen

bidrar til å transportere ut CO2 og reduserer støynivået



Mirage SoftGels unike DoubleGel-pute

Det blanke gellaget gir mykhet og komfort, mens det blå gellaget sikrer støtte og stabilitet

Hodestroppklipsene behøver bare justeres én gang, og sikrer at hodestroppen er enkel å sette på og ta av

Svivelen gjør det enkelt å koble til og fra luftslangen

PRODUKTKODER

Mirage SoftGel-nesemaske

Small	61636
Medium	61637
Large	61638
Large Wide	61639