


## Komponentkort



Hodestroppe

**62506 (S)**  
**62507 (M)**



Kneledd  
**61282**

Hodestropp-  
holder  
(hodestropp-  
klips og myke  
mansjetter er  
inkludert)r

Myke  
mansjetter  
**62516**

Klips til  
hodestropp  
**62515**

Porthette  
**16570 (2)**  
**16571 (10)**

Ramme  
**61730 (S)**  
**61731 (M)**

Pute  
**61721 (S)**  
**61722 (M)**

Ventil og  
klips  
**61286 (1)**  
**61287 (10)**

Svivel  
**16565**

**62510 (S)**  
**62511 (M)**

Kneleddenhet **61294**  
(ventil, klips, kneledd, svivel)

### Komplett maskesystem\*

Small	<b>62520</b>
Medium	<b>62521</b>

\* Alle maskestørrelser leveres med medium hodestropp

! Se **Bruerveiledning for Quattro FX for her helmaske** for mer informasjon.

**Quattro™ FX for Her**  
FULL FACE MASK

[www.quattrofx.com](http://www.quattrofx.com)

**Produsent: ResMed Ltd**  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australia

**Distribueres av:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **[EC REP]** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Se [www.resmed.com](http://www.resmed.com) for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. Quattro er et varemerke for ResMed Ltd. © 2012 ResMed Ltd. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. 1015250/1 2012-02